

Analizatory hematologiczne (do diagnostyki in vitro)

ABX Lysebio

10/03/08
A95A00011EPL

Wylącznie do użytku
z analizatorami:

Pentra 60
Pentra 60 C+
Pentra 80
Pentra XL 80
Pentra 120*
Pentra 120 Retic*
Pentra DF 120
Pentra DX 120*

System przygotowywania szkiełek
podstawowych

REF 0906012 (1L)*
0906013 (0,4L)

REAGENT 1L*
0,4L

IVD CE



HORIBA ABX
BP 7290 - 34184 Montpellier
cedex 4 - France

1. Działanie^a

Odczynnik ten używany jest w licznikach krwinek firmy HORIBA ABX do rozpuszczania krwinek czerwonych i oznaczania stężenia hemoglobiny.

Procedura pomiarowa, której należy przestrzegać przy stosowaniu urządzenia:

Zasada działania, specyficzne analityczne charakterystyki robocze, czułość analityczna, czułość diagnostyczna, specyficzność analityczna, specyficzność diagnostyczna, dokładność, powtarzalność, odtwarzalność (z uwzględnieniem kontroli znanej, stosownej substancji zakłócającej), progi wykrywalności, ograniczenia zastosowania metody i informacje o zastosowaniu przez użytkownika referencyjnych procedur pomiarowych i materiałów: patrz «Część: Specyfikacja» w podręczniku użytkownika aparatu.

2. Przechowywanie i termin ważności

Warunki przechowywania: przechowywać w temperaturze 15°C (59°F) do 30°C (86°F) i nie wystawiać na działanie światła.

Stabilno po otwarciu: maksymalnie 3 miesiące po otwarciu fiołki^b.

Termin ważności: patrz «termin ważności» na etykiecie na opakowaniu odczynnika.

3. Pomiary, zasady ich przeprowadzania i wyniki

Zastosowanie^c: patrz «Rozdział: Konserwacja i rozwiązywanie problemów» w instrukcji obsługi analizatora.

Zasady przeprowadzania pomiarów: patrz «Część: Opis i technologia» w podręczniku użytkownika aparatu.

Wyniki: patrz «Część: Przebieg pracy» w podręczniku użytkownika aparatu.

Parametry robocze: patrz «Część: Specyfikacja» w podręczniku użytkownika aparatu.

Uwaga: w przypadku zmiany parametrów roboczych należy skontaktować się z przedstawicielem firmy HORIBA ABX.

4. Skład i środki ostrożności

Skład:

czwartorzędowa sól amonowa < 20%

pH: 6,95 +/- 0,1 (T = 20°C)

Opór właściwy: 40 +/- 1 Ω (T = 20°C)

Opis: bezbarwny, bezwonny.

Środki ostrożności: Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Podczas użytkowania należy zakładać rękawice laboratoryjne. W przypadku połknięcia lub wdychania oparów produkt może być szkodliwy. Gdy produkt nie jest używany, butelka powinna być zamknięta. Odpowiednie informacje znajdują się w karcie charakterystyki substancji (MSDS) dołączonej do odczynnika.

Pobieranie i mieszanie próbek: patrz «Część: Przebieg pracy» w podręczniku użytkownika aparatu.

5. Ograniczenia i utylizacja odpadów

Ograniczenia: patrz «Część: Specyfikacja» w podręczniku użytkownika aparatu.

Bezpieczna utylizacja odpadów: patrz «Część: Specyfikacja» w podręczniku użytkownika aparatu. Odpowiednie informacje

a. Modyfikacja indeksu od D do E: Micros-(4L)/Micros-CRP
b. Modyfikacja indeksu od D do E: Stabilno po otwarciu
c. Modyfikacja indeksu od D do E: Modyfikacja (Zastosowanie)

znajdują się w karcie charakterystyki substancji (MSDS)
dołączonej do odczynnika.