

Instrument för hematologi (endast för in vitro-diagnostik)

ABX Lysebio

10/03/08
A95A00011ESV

Exklusiv användning:

Pentra 60
Pentra 60 C+
Pentra 80
Pentra XL 80
Pentra 120*
Pentra 120 Retic*
Pentra DF 120*
Pentra DX 120*
Slide Preparation System

REF 0906012 (1L)*
0906013 (0,4L)

REAGENT 1L*
0,4L

IVD 


HORIBA ABX
BP 7290 - 34184 Montpellier
cedex 4 - France

1. Funktioner^a

Det här reagenset används med HORIBA ABX-blodkroppsräknare för att lysera röda blodkroppar och för att bestämma hemoglobinkoncentration.

Följande mätmetod ska tillämpas vid användning av enheten:

Metodens princip, särskilda egenskaper för analysens prestanda, analytisk sensitivitet, diagnostisk sensitivitet, analytisk specificitet, diagnostisk specificitet, noggrannhet, repeterbarhet, reproducerbarhet (inklusive kontroll av kända relevanta interferenser), begränsningar för detektion, metodens begränsningar och information om användning av tillgängliga referensprocedurer- och material för mätning: se «avsnittet: Specifikationer» i användarmanualen.

2. Förvaring & hållbarhet

Förvaringsförhållanden: Förvaras vid 15-30 °C (59-86 °F) skyddat från ljus.

Stabilitet efter öppnande: högst 3 månader efter att en flaska har öppnats^b.

Utgångsdatum: se etikett på förpackningen

3. Mätningar, principer & resultat

Metodbeskrivning^c: se «avsnittet Underhåll & felsökning» i användarmanualen.

Mätprinciper : se «avsnittet: Beskrivning & teknik» i användarmanualen.

Resultat: se «avsnittet: Arbetsflöde» i användarmanualen.

Prestanda: se «avsnittet: Specifikationer» i användarmanualen.

Obs! kontakta HORIBA ABX om prestandan förändras.

4. Sammansättning & hanteringsföreskrifter

Sammansättning:

Kvartärt ammoniumsalt < 20 %

pH : 6,95 +/- 0,1 (T = 20 °C)

Resistivitet : 40 +/- 1 Ω (T = 20 °C)

Beskrivning: Färg- och doftlös.

Hanteringsföreskrifter: Undvik kontakt med ögonen, huden och kläderna. Använd laboratoriehandskar när du hanterar produkten. Produkten kan vara farlig om den förtärs eller inandas. Flaskan ska vara stängd när den inte används. Ytterligare information finns i det varuinformationsblad som hör till reagenset.

Provtagning och -blandning: se «avsnittet: Arbetsflöde» i användarmanualen.

5. Begränsningar & avfallshantering

Begränsningar: se «avsnittet: Specifikationer» i användarmanualen.

Korrekt avfallshantering: se «avsnittet: Specifikationer» i användarmanualen. Ytterligare information finns i det varuinformationsblad som hör till reagenset.

a.Modifiering från index D till E: Micros (1L)/Micros CRP
b.Modifiering från index D till E: Stabilitet efter öppnande
c.Modifiering från index D till E: Modifiering (Metodbeskrivning)