

Dispositivi per analisi ematologiche (per l'uso diagnostico in vitro)

## ABX Eosinofix

### Utilizzo esclusivo:

ABX Argos/Helios (5diff)  
ABX Micros  
ABX Micros CRP  
ABX Pentra 60  
ABX Pentra 60 C+  
Pentra ES60  
ABX Pentra 80  
ABX Pentra XL 80  
ABX Pentra 120  
ABX Pentra 120 Retic  
ABX Slide Preparation System

23/09/09  
A95A00003FIT

**REF** 0206010 (1 L)

**REAGENT** 1L

**IVD** 



**HORIBA ABX SAS**  
BP 7290 - 34184 Montpellier  
Cedex 4 - France

## 1. Funzioni

Reagente per la differenziazione delle sottopopolazioni di leucociti su apparecchi HORIBA Medical destinati alla conta delle cellule ematiche<sup>a</sup>.

### Procedura di misurazione a cui attenersi durante l'utilizzo del dispositivo:

Principio del metodo, caratteristiche delle prestazioni analitiche specifiche, sensibilità analitica, sensibilità diagnostica, specificità analitica, specificità diagnostica, accuratezza, ripetibilità, riproducibilità (compreso il controllo della relativa interferenza nota), limiti di rilevabilità, limiti del metodo e informazioni relative all'utilizzo delle procedure di misurazione di riferimento e al materiale disponibili all'utente: vedere la sezione "Specifiche" del Manuale d'uso in dotazione allo strumento.

## 2. Conservazione e scadenza

**Condizioni di stoccaggio:** conservare a temperatura ambiente tra 18°C e 25°C (65 - 77°F).

**Stabilità aperta:** massimo 3 mesi dopo l'apertura della fiala.

**Data di scadenza:** consultare la "data di scadenza" riportata sulla confezione del reagente.

## 3. Misurazioni, principi e risultati

**Istruzioni per l'uso:** vedere la sezione "Manutenzione e risoluzione dei problemi" del Manuale d'uso in dotazione allo strumento.

**Principi di misurazione:** vedere la sezione "Descrizione e tecnologia" del Manuale d'uso in dotazione allo strumento.

**Risultati:** vedere la sezione "Flusso di lavoro" del Manuale d'uso in dotazione allo strumento.

**Dati sulle prestazioni:** vedere la sezione "Specifiche" del Manuale d'uso in dotazione allo strumento.

Nota: se si riscontrano delle variazioni nelle prestazioni, contattare il rappresentante di HORIBA Medical.

## 4. Composizione e precauzioni d'uso

### Composizione<sup>b</sup>:

2-Propanolo..... < 20%  
Colorante formico..... < 0,1%  
Glutaraldeide..... < 0,5%  
Sale di ammonio quaternario ..... < 20%  
Detergente..... < 20%  
Conservante..... < 1%

**pH:** 6,9 +/- 0,1 (T = 20°C)

**Resistività:** 57 +/- 3 Ω (T = 20°C)

**Descrizione:** soluzione acquosa blu, odore di alcol.

**Precauzioni d'uso:** evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Per maneggiare il prodotto, indossare i guanti di laboratorio. Il prodotto può essere nocivo per ingestione o inalazione. Mantenere il flacone chiuso quando non viene utilizzato. Consultare la scheda di sicurezza specifica del reagente.

**Prelievo dei campioni e miscelazione:** vedere la sezione "Flusso di lavoro" del Manuale d'uso in dotazione allo strumento.

b.Modifica dell'indice da E a F: modificata composizione.

a.Modifica dell'indice da E a F: aggiunti nome azienda e Pentra ES60.

## 5. Limitazioni e smaltimento dei residui

**Limitazioni:** vedere la sezione "Specifiche" del Manuale d'uso in dotazione allo strumento.

**Smaltimento sicuro dei reflui:** vedere la sezione "Specifiche" del Manuale d'uso in dotazione allo strumento. Consultare la scheda di sicurezza specifica del reagente.