

ABX Pentra Bilirubin Direct CP	A91A00562BPT	15/06/2005
---------------------------------------	---------------------	-------------------

1. Identificação do produto e da empresa	
1.1. Identificação do produto	
Nome do produto:	ABX Pentra Bilirubin Direct CP
Código do produto:	Ref.ABX: A11A01635
1.2. Identificação da empresa	
	HORIBA ABX - Rue du Caducée - Parc Euromédecine 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 - FRANCE Tel: (33) 4 67 14 15 16 Fax: (33) 4 67 14 15 17
1.3. Número de telefone para emergências	
	Contacte o posto de primeiros socorros mais próximo

2. Informação/composição sobre os ingredientes							
2.1. Descrição do kit							
	<table border="1"> <tr> <td>REAGENT:</td> <td>Cassete com dois reagentes</td> </tr> <tr> <td>REAGENT 1:</td> <td>1 x 22 ml ; EDTA-Na₂ (0,1 mmol/L), NaCl (9 g/L), Sulfamic acid (100 mmol/L)</td> </tr> <tr> <td>REAGENT 2:</td> <td>1 x 6 ml ; 2,4-dichlorophenyl-diazonium salt (0,5 mmol/L), HCL (700 mmol/L), EDTA-Na₂ (0,13 mmol/L)</td> </tr> </table>	REAGENT:	Cassete com dois reagentes	REAGENT 1:	1 x 22 ml ; EDTA-Na ₂ (0,1 mmol/L), NaCl (9 g/L), Sulfamic acid (100 mmol/L)	REAGENT 2:	1 x 6 ml ; 2,4-dichlorophenyl-diazonium salt (0,5 mmol/L), HCL (700 mmol/L), EDTA-Na ₂ (0,13 mmol/L)
REAGENT:	Cassete com dois reagentes						
REAGENT 1:	1 x 22 ml ; EDTA-Na ₂ (0,1 mmol/L), NaCl (9 g/L), Sulfamic acid (100 mmol/L)						
REAGENT 2:	1 x 6 ml ; 2,4-dichlorophenyl-diazonium salt (0,5 mmol/L), HCL (700 mmol/L), EDTA-Na ₂ (0,13 mmol/L)						
2.2. Ingredientes perigosos (nome, concentração)							
2.3. Preparação perigosa de acordo com a norma 67/548/EEC - 99/45/EEC (Sim/Não): Não							

3. Identificação dos perigos	
Perigos mais importantes:	Não se podem excluir propriedades perigosas. Contudo, não são esperados riscos se o produto for manuseado por pessoal qualificado e autorizado com as precauções necessárias relativamente a reagentes químicos/diagnósticos.
Riscos específicos	Nenhum determinado.

4. Medidas de primeiros socorros	
Inalação:	Sem requisitos especiais.
Contacto com a pele:	Lavar a pele com água.
Contacto com os olhos:	Lavar imediatamente os olhos com água, debaixo das pálpebras, pelos menos durante 15 minutos.
Ingestão:	Se o paciente estiver consciente, lavar com bastante água a boca e a garganta. Fazer com que o paciente beba um copo com água. Chamar um médico.

ABX Pentra Bilirubin Direct CP	A91A00562BPT	15/06/2005
---------------------------------------	---------------------	-------------------

5. Medidas de combate a incêndio: Produto não inflamável	
Meios para extinguir:	Use o que for necessário para a área adjacente.
Riscos específicos:	Nenhum determinado.
Equipamento especial de protecção:	Sem requisitos especiais.
Recomendações adicionais:	Nenhuma.

6. Medidas em caso de libertação acidental	
Precauções pessoais:	Usar uma bata de laboratório, luvas protectoras e óculos de protecção.
Precauções ambientais:	Impedir acesso a esgoto, água, solo.
Métodos de limpeza/absorção:	Dilua salpicando com água. Remova com material absorvente e coloque num recipiente adequado.

7. Armazenamento e manuseamento	
7.1. Manuseamento	
Medidas técnicas:	Sem requisitos especiais.
Precauções:	Devem ser observadas as precauções habituais observadas em laboratório.
Recomendações de manuseamento:	Sem requisitos especiais.
7.2. Armazenamento	
Medidas técnicas:	Sem requisitos especiais.
Condições de armazenamento:	Armazenar ao abrigo da luz em recipientes bem fechados num local fresco (2-8°C). Não congelar os reagentes.
Materiais incompatíveis:	Nenhum determinado.
Materiais para embalagem:	Sem requisitos especiais.

8. Protecção pessoal/controlos de exposição	
Parâmetros específicos de controlo:	Nenhum determinado.
Medidas técnicas:	Utilize a ventilação geral do compartimento.
Protecção respiratória:	Não é necessária.
Protecção das mãos:	Luvas protectoras.
Protecção dos olhos:	Óculos de protecção.
Protecção da pele:	Bata de laboratório.
Medidas de higiene:	Lavar as mãos antes e após utilização.

ABX Pentra Bilirubin Direct CP	A91A00562BPT	15/06/2005
---------------------------------------	---------------------	-------------------

9. Propriedades químicas e físicas

Estado físico:	Solução aquosa transparente, líquida	Autoinflamabilidade:	Não determinada.
Cor:	Sem cor	Propriedades	Não determinadas
Odor:	Sem odor característico	Propriedades	Não determinadas
pH:	REAGENT 1 1,10 (25°C) REAGENT 2 0,05 (25°C)	Pressão de vapor:	Não determinada
Ponto de ebulição:	Não determinado	Densidade relativa:	REAGENT 1 1,0103 g/ml (20°C) REAGENT 2 1,0142 g/ml (20°C)
Ponto de fusão:	Não determinado	Solubilidade:	Não determinada
Ponto de inflamação:	Não determinado	Coefficiente de partição:	Não determinado
Flamabilidade (sólido, gás):	Não determinada	Outros dados:	Não determinados

10. Estabilidade e reactividade:

Condições a evitar:	Nenhuma conhecida.
Materiais a evitar:	Nenhum conhecido.
Produtos de decomposição perigosa:	Nenhum conhecido.
Outros dados:	Nenhum conhecido.

11. Informação toxicológica

Toxicidade aguda:	Não determinada.
Toxicidade crónica:	Não determinada.
Inalação:	Não determinada.
Contacto com a pele:	Não determinado.
Contacto com os olhos:	Não determinado.
Ingestão:	Não determinada.
Outros dados:	Não existem dados quantitativos sobre a toxicidade do produto. Não se podem excluir propriedades perigosas. Contudo, não são esperados riscos se o produto for manuseado por pessoal qualificado e autorizado com as precauções necessárias relativamente a reagentes químicos/diagnósticos.

12. Informação ecológica

Mobilidade:	Não determinada.
Degradabilidade:	Não determinada.
Potencial de bioacumulação:	Não determinado.
Ecotoxicologia:	Não determinada.
Outros efeitos perigosos:	Não existem dados quantitativos sobre os efeitos ecológicos do produto.

ABX Pentra Bilirubin Direct CP	A91A00562BPT	15/06/2005
---------------------------------------	---------------------	-------------------

13. Considerações sobre eliminação

Excedente ou detritos (resíduos):	O produto deve ser eliminado como um químico laboratorial de acordo com a regulamentação local.
Embalagem contaminada:	A embalagem deve ser eliminada de acordo com a regulamentação local.

14. Informação sobre transporte (Regulamentos internacionais)

Informação geral:	REAGENT 2:	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nome de envio correcto: Líquido corrosivo, ácido, inorgânico, n.o.s. (HCl). ◆ Número UN: UN3264 (Excluindo quantidades). ◆ Classe de perigo: 8. ◆ Rótulo(s): Corrosivo. ◆ Volume da unidade: 6 ml. ◆ Unidade de vendas: 1 frasco/kit. 	
Por ar (IATA):	Grupo de embalagem: III.	Instruções de embalagem (avião de passageiros): 818 (5).
Por terra (ADR):	Consultar a regulamentação.	
Por mar (IMDG):	Consultar a regulamentação.	

15. Informação reguladora

Símbolos:	Nenhum.	
Frases R:	Nenhuma.	
Frases S:	Nenhuma.	
Substâncias:		
Outros requisitos reguladores:	Esta informação não isenta, por forma alguma, o utilizador do conhecimento ou da aplicação de todos os regulamentos nacionais ou internacionais relativos à sua actividade.	

16. Outra informação

Esta folha constitui um complemento às instruções sobre utilização, não substituindo as mesmas. A informação aqui referida é baseada no nosso conhecimento actual sobre o produto, à data exibida, estando correcta tanto quanto é do nosso conhecimento. Além disso, chama-se a atenção do utilizador para os perigos da utilização deste produto para outros fins que não aqueles para os quais foi concebido.

O uso deste produto deve ser da exclusiva responsabilidade do utilizador, devendo o mesmo tomar as devidas precauções para o efeito.