

ABX Pentra Bilirubin Direct CP	A91A00562CSV	05/09/2005
---------------------------------------	---------------------	-------------------

1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget	
1.1. Produktuppgifter	
Produktnamn:	ABX Pentra Bilirubin Direct CP
Produktkod:	Art.nr ABX: A11A01635
1.2. Företagsuppgifter	
	HORIBA ABX - Rue du Caducée - Parc Euromédecine 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 - FRANKRIKE Tel: (33) 4 67 14 15 16 Fax: (33) 4 67 14 15 17
1.3. Upplysningar i nödfall	
	Kontakta giftinformationscentralen. Ring 112.

2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar							
2.1. Beskrivning av innehållet i förpackningen							
	<table border="1"> <tr> <td>REAGENT:</td> <td>Dubbelreagenskassett</td> </tr> <tr> <td>REAGENT 1:</td> <td>1 x 24 ml ; EDTA-Na₂ (0,1 mmol/l), NaCl (9 g/l), sulfaminsyra (100 mmol/l)</td> </tr> <tr> <td>REAGENT 2:</td> <td>1 x 7 ml ; 2,4-diklorofenyl-diazonium-salt (0,5 mmol/l), HCL (700 mmol/l), EDTA-Na₂ (0,13 mmol/l)</td> </tr> </table>	REAGENT:	Dubbelreagenskassett	REAGENT 1:	1 x 24 ml ; EDTA-Na ₂ (0,1 mmol/l), NaCl (9 g/l), sulfaminsyra (100 mmol/l)	REAGENT 2:	1 x 7 ml ; 2,4-diklorofenyl-diazonium-salt (0,5 mmol/l), HCL (700 mmol/l), EDTA-Na ₂ (0,13 mmol/l)
REAGENT:	Dubbelreagenskassett						
REAGENT 1:	1 x 24 ml ; EDTA-Na ₂ (0,1 mmol/l), NaCl (9 g/l), sulfaminsyra (100 mmol/l)						
REAGENT 2:	1 x 7 ml ; 2,4-diklorofenyl-diazonium-salt (0,5 mmol/l), HCL (700 mmol/l), EDTA-Na ₂ (0,13 mmol/l)						
2.2. Hälsosfarliga beståndsdelar (namn, koncentration)							
2.3. Farlig beredning enligt 67/548/EEG – 99/45/EG (ja/nej): Nej							

3. Farliga egenskaper	
Viktigaste riskerna:	Farliga egenskaper kan inte uteslutas. Det bör dock inte förväntas föreligga några risker om produkten hanteras av kvalificerad och behörig personal med nödvändiga försiktighetsåtgärder för kemikalier/reagenser för diagnostik.
Specifika risker:	Inga fastställda.

4. Första hjälpen	
Inandning:	Inga särskilda krav.
Hudkontakt:	Tvätta huden med vatten.
Ögonkontakt:	Skölj omedelbart ögonen, även under ögonlocken, med vatten i minst 15 minuter.
Förtäring:	Om patienten är vid medvetande ska munnen och halsen sköljas noggrant med vatten. Se till att patienten dricker ett glas vatten. Kontakta läkare.

ABX Pentra Bilirubin Direct CP	A91A00562CSV	05/09/2005
---------------------------------------	---------------------	-------------------

5. Brandbekämpningsåtgärder: Produkten är inte brandfarlig	
Brandsläckningsmedel:	Använd det som är lämpligt för det omgivande utrymmet.
Specifika risker:	Inga fastställda.
Särskild skyddsutrustning:	Inga särskilda krav.
Ytterligare rekommendationer:	Inga.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp	
Personliga skyddsåtgärder:	Använd skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon.
Miljöskyddsåtgärder:	Håll inte ut i avlopp, i vatten eller på marken.
Sanerings-/absorberingsmetoder:	Späd spill med vatten. Sug upp med absorberande material och placera i lämplig behållare.

7. Hantering och lagring	
7.1. Hantering	
Tekniska åtgärder:	Inga särskilda krav.
Försiktighetsåtgärder:	Följ sedvanliga försiktighetsåtgärder för laboratoriearbete.
Rekommendationer för hantering:	Inga särskilda krav.
7.2. Förvaring	
Tekniska åtgärder:	Inga särskilda krav.
Förvaringsvillkor:	Förvara i skydd mot ljus i väl försluten förpackning och svalt (2–8 °C). Reagenser får inte frysas.
Inkompatibla material:	Inga fastställda.
Förpackningsmaterial:	Inga särskilda krav.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd	
Specifika kontrollparametrar:	Inga fastställda.
Tekniska åtgärder:	Normal rumsventilation.
Andningsskydd:	Inget krävs.
Handskydd:	Skyddshandskar.
Ögonskydd:	Skyddsglasögon.
Hudskydd:	Skyddskläder.
Hygieniska åtgärder:	Tvätta händerna före och efter användning.

ABX Pentra Bilirubin Direct CP	A91A00562CSV	05/09/2005
---------------------------------------	---------------------	-------------------

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk beskaffenhet:	Vätska, klar vattenlösning	Självantändlighet:	Ej fastställt.
Färg:	Färglös	Explosiva egenskaper:	Ej fastställt
Lukt:	Ingen karakteristisk lukt	Oxiderande egenskaper:	Ej fastställt
pH:	REAGENT 1: 1,10 (25 °C) REAGENT 2: 0,05 (25 °C)	Ångtryck:	Ej fastställt
Kokpunkt:	Ej fastställt	Relativ densitet:	REAGENT 1: 1,0103 g/ml (20 °C) REAGENT 2: 1,0142 g/ml (20 °C)
Smältpunkt:	Ej fastställt	Löslighet:	Ej fastställt
Flampunkt:	Ej fastställt	Fördelningskoefficient:	Ej fastställt
Lättantändlighet (fast ämne, gas):	Ej fastställt	Övrig information:	Ej fastställt

10. Stabilitet och reaktivitet

Förhållanden som bör undvikas:	Inga kända.
Material som bör undvikas:	Inga kända.
Farliga sönderdelningsprodukter:	Inga kända.
Övrig information:	Ingen känd.

11. Tokikologisk information

Akut toxicitet:	Ej fastställt.
Kronisk toxicitet:	Ej fastställt.
Inandning:	Ej fastställt.
Hudkontakt:	Ej fastställt.
Ögonkontakt:	Ej fastställt.
Förtäring:	Ej fastställt.
Övrig information:	Det finns inga kvantitativa data om produktens toxicitet. Farliga egenskaper kan inte uteslutas. Det bör dock inte förväntas föreligga några risker om produkten hanteras av kvalificerad och behörig personal med nödvändiga försiktighetsåtgärder för kemikalier/reagenser för diagnostik.

12. Ekologisk information

Mobilitet:	Ej fastställt.
Nedbrytbarhet:	Ej fastställt.
Bioackumulering:	Ej fastställt.
Ekotoxikologi:	Ej fastställt.
Övriga riskfyllda effekter:	Det finns inga kvantitativa data om produktens ekologiska effekter.

ABX Pentra Bilirubin Direct CP	A91A00562CSV	05/09/2005
---------------------------------------	---------------------	-------------------

13. Avfallshantering

Överskott eller avfall (rester):	Produkten ska avfallshanteras som laboratoriekemikalie enligt lokala föreskrifter.
Förorenad förpackning:	Förpackningen ska kasseras enligt lokala föreskrifter.

14. Transportinformation (internationella regler)

Allmän information:	REAGENT 2:	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆Transportbenämning: Frätande, vätska, sur, oorganisk, n.o.s. (HCl). ◆UN-nummer: UN3264 (undantagna kvantiteter). ◆Riskklass: 8. ◆Beteckning(ar): Frätande. ◆Enhetsvolym: 7 mL. ◆Leveransenhet: 1 flaska/förpackning. 	
Lufttransport (IATA):	Förpackningsgrupp: III.	Förpackningsinstruktioner (flygpassagerare): 818 (5).
Vägtransport (ADR):	Se bestämmelse.	
Sjötransport (IMDG):	Se bestämmelse.	

15. Gällande föreskrifter

Symboler:	Inga	
R-fraser:	Inga	
S-fraser:	Inga	
Ämnen:		
Övriga föreskrifter:	Denna information fritar inte på något sätt användaren från kunskap om eller tillämpning av aktuella nationella eller internationella lagar.	

16. Annan information

Detta säkerhetsdatablad är ett komplement till, och inte en ersättning för, bruksanvisningen. Denna information är baserad på aktuell vetenskap om produkten vid dagens datum och utformad efter bästa förmåga.
Dessutom bör användaren vara uppmärksam på de faror som föreligger om produkten används på annat sätt än dess avsedda användning. Användaren är ensam ansvarig för användningen av produkten och vidtagandet av lämpliga säkerhetsåtgärder.