

ABX Pentra Phosphorus CP	A91A00590CNO	13/09/2005
---------------------------------	---------------------	-------------------

1. Produkt- og selskapsidentifisering	
1.1. Identifisering av produktet	
Produktnavn:	ABX Pentra Phosphorus CP
Produktkode:	Ref. ABX: A11A01665
1.2. Selskapsidentifisering	
	HORIBA ABX - Rue du Caducée - Parc Euromédecine 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 - FRANCE Tlf.: (33) 4 67 14 15 16 Faks: (33) 4 67 14 15 17
1.3. Nødnummer	
	Kontakt nærmeste førstehjelpsstasjon

2. Komposisjon/informasjon om ingrediensene	
2.1. Beskrivelse av settet	
	REAGENT: 1 x 29,5 ml (monoreagenskasset)
2.2. Farlige ingredienser (navn, konsentrasjon)	
	Sulfaminsyre 210 mmol/l (<2,2 %)
2.3. Farlig preparat i henhold til 67/548/EEC - 99/45/EEC (ja/nei): Ja	

3. Fareidentifisering	
Viktigste farer:	Xi - Lokalirriterende Mann: Effekter av akutt eksponering: Kontakt med øyne eller hud: Kan forårsake irritasjon. Inhalering: Kan forårsake irritasjon, kan være skadelig. Inntak: Kan være skadelig. Miljø: Dette produktet er lett skadelig overfor vann og grunnvann.
Spesifikke risikoer	R36/R38 S26, S37/39

4. Førstehjelpstiltak	
Inhalering:	Gi pasienten frisk luft. Dersom pasienten har pustevansker må han/hun gis legehjelp.
Kontakt med huden:	Vask huden med vann.
Kontakt med øynene:	Vask øynene umiddelbart, også under øyelokkene, med vann i minst 15 minutter. Søk legehjelp.
Inntak:	Søk legehjelp umiddelbart.

ABX Pentra Phosphorus CP	A91A00590CNO	13/09/2005
---------------------------------	---------------------	-------------------

5. Brannslukningstiltak

Slukningsmetode:	Bruk det som er nødvendig for det omliggende området.
Spesifikke risikoer:	Ikke fastsatt.
Spesielt beskyttelsesutstyr:	Ikke fastsatt.
Andre anbefalinger:	Termisk nedbrytning: farlige nedbrytningsprodukter og gasser som er helsefarlige i store mengder forventes ikke.

6. Tiltak mot tilfeldige utslipp

Personlige forholdsregler:	Bruk laboratoriefrakk, vernehansker og vernebriller.
Miljømessige forholdsregler:	Stoffet må ikke gå inn i kloakk, vann eller jord.
Metoder for rengjøring/absorpsjon:	Fjern med absorberende materiale og plasser i en egnet beholder.

7. Håndtering og oppbevaring

7.1. Håndtering

Tekniske tiltak:	Ingen spesielle krav.
Forholdsregler:	Vær forsiktig ved åpning og håndtering av reagenskoppene.
Anbefalinger for håndtering:	Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Vask hendene før og etter bruk.

7.2. Oppbevaring

Tekniske tiltak:	Ingen spesielle krav.
Oppbevaringsforhold:	Oppbevares beskyttet mot lys i godt lukkede beholdere ved 2-8°C.
Inkompatible materialer:	Ikke fastsatt.
Innpakningsmaterialer:	Ingen spesielle krav.

8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Spesifikke kontrollparametere:	Ikke fastsatt.
Tekniske tiltak:	Bruk generell romventilering.
Beskyttelse av luftveiene:	Maske eller egnet respirator.
Beskyttelse av hendene:	Vernehansker.
Beskyttelse av øynene:	Vernebriller.
Beskyttelse av huden:	Labfrakk.
Hygieniske tiltak:	Vask hendene før og etter bruk.

ABX Pentra Phosphorus CP	A91A00590CNO	13/09/2005
---------------------------------	---------------------	-------------------

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand:	Klar, vannholdig løsning	Selvantennelighet:	Ikke fastsatt
Farge:	Fargeløs eller svært lys gul	Eksplorative egenskaper:	Ikke fastsatt
Lukt:	Ikke fastsatt	Oksiderende egenskaper:	Ikke fastsatt
pH:	Ikke fastsatt	Damptrykk:	Ikke fastsatt
Kokepunkt:	Ikke fastsatt	Relativ tetthet:	Ikke fastsatt
Smeltepunkt:	Ikke fastsatt	Løselighet:	Ikke fastsatt
Flammepunkt:	Ikke fastsatt	Partisjonskoeffisient:	Ikke fastsatt
Antennelighet (solid, gass):	Ikke fastsatt	Annen informasjon:	Ikke fastsatt

10. Stabilitet og reaktivitet: Stabil

Situasjoner som må unngås:	Unngå overdreven varme.
Materialer som må unngås:	Ikke fastsatt.
Farlige nedbrytningsprodukter:	Ikke fastsatt.
Annen informasjon:	Skadelig polymerisering vil ikke oppstå.

11. Toksikologisk informasjon

Akutt toksisitet:	Ikke fastsatt.
Kronisk toksisitet:	Ikke fastsatt.
Inhalering:	Ikke fastsatt.
Kontakt med huden:	Ikke fastsatt.
Kontakt med øynene:	Ikke fastsatt.
Inntak:	Ikke fastsatt.
Annen informasjon:	Ingen toksikologiske problemer forventes når reagensene håndteres og brukes med forsiktighet.

ABX Pentra Phosphorus CP	A91A00590CNO	13/09/2005
---------------------------------	---------------------	-------------------

12. Økologisk informasjon

Mobilitet:	Ikke fastsatt.
Nedbrytbarhet:	Ikke fastsatt.
Bioakkumulativt potensiale:	Ikke fastsatt.
Økotoksikologi:	Ingen økologiske problemer forventes når reagensene håndteres og brukes med forsiktighet.
Andre farlige effekter:	Dette stoffet er lett skadelig overfor vann og grunnvann. Avhendingsprosedyrene må overholdes (se §13).

13. Avhendingshensyn

Overskudd av avfall (rester):	Dette produktet må avhendes som et laboratoriekjemikalie i henhold til lokale forskrifter.
Kontaminert innpakning:	Produktbeholderen består av høydensitetspolyetylen (kassett). Innpakningen må kastes i henhold til lokale forskrifter.

14. Transportinformasjon (internasjonale forskrifter)

Generell informasjon:	REAGENT: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Korrekt forsendelsesnavn: CORROSIVELIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (SULFURIC ACID) ◆ UN-nummer: UN3264 (unntatte kvanta). ◆ Fareklasse: 8. ◆ Merkelapp(er): Korroderende stoff. ◆ Enhetsvolum: 29,5 ml. ◆ Salgsenhet: 1 kassett/sett. 	
	I luften (IATA):	Innpakningsgruppe: III . Innpakningsinstruksjoner (passasjerfly): 818 (5 l) .
På bakken (ADR):	Se forskriften.	
På sjøen (IMDG):	Se forskriften.	

15. Juridisk informasjon

Symboler:	Xi	Lokalirriterende
R-fraser:	R36/R38	Irriterer øynene og huden.
S-fraser:	S26 S37/39	Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Bruk vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.
Stoffer:		
Andre juridiske krav:	Denne informasjonen fratar på ingen måte brukeren fra plikten til å kjenne til og overholde alle de nasjonale og internasjonale forskriftene som gjelder hans/hennes virksomhet.	

ABX Pentra Phosphorus CP	A91A00590CNO	13/09/2005
---------------------------------	---------------------	-------------------

16. Annen informasjon

Dette arket er et tillegg til bruksanvisningene men erstatter dem ikke. Den oppgitte informasjonen er basert på vår nåværende kjennskap til produktet, på det tidspunktet som er angitt, og er korrekt så vidt vi vet.

Vi gjør videre brukeren oppmerksom på de farene som er forbundet med å bruke dette produktet til andre formål enn det er tilsiktet for. Brukeren må ta de aktuelle forholdsreglene og påta seg eneansvaret for bruken av produktet.