

ABX Miniclean 1L Fra parti nr. 091228 og over	A91A00204FNO	Revisjon 12.01.2010
--	---------------------	--------------------------------------

1. Produkt- og firmaidentifikasjon	
1.1. Identifikasjon av produktet	
Produktnavn:	ABX Miniclean 1L
Produktkode:	Ref.: 0403010
1.2. Bruk av produktet	
Enzymatisk løsning med proteolytisk virkning for rengjøring av blodcелletellere.	
1.3. Firmaidentifikasjon	
	HORIBA ABX SAS - Rue du Caducée - Parc Euromédecine 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 - FRANCE Tlf.: +33 (0) 4 67 14 15 16 Faks: +33 (0) 4 67 14 15 17 E-post: documentation.med@horiba.com
1.4. Nødtelefon	
Firma:	+ 800 67 14 15 16
Offisielt fransk rådgivningsorgan:	ORFILA (INRS): + 33 (0) 1 45 42 59 59

2. Fareidentifikasjon	
Farlig preparat i henhold til 67/548/EØF - 99/45/EØF (Ja/Nei): Nei	
Viktigste farer:	Ingen.
Spesifikke risikoer:	Produktet kan være skadelig dersom det svelges, og kan føre til oppkast, bevisstløshet og diaré.

3. Sammensetning/informasjon om ingrediensene					
3.1. Beskrivelse av settet					
	REAGENT: 1 x 1L vaskeløsning				
3.2. Farlige ingredienser (navn, konsentrasjon): ingen					
CAS-nr.	EC-nummer	Navn	Konsentrasjon	Symbol	Risiko

ABX Miniclean 1L Fra parti nr. 091228 og over	A91A00204FNO	Revisjon 12.01.2010
--	---------------------	--------------------------------------

4. Førstehjelpstiltak	
Inhalering:	Ingen spesielle krav.
Kontakt med huden:	Vask huden med vann og såpe.
Kontakt med øynene:	Vask øynene umiddelbart, også under øyelokkene, med vann i minst 15 minutter.
Svelging:	Dersom pasienten er ved bevissthet, skylles munnen og strupen grundig med vann. Søk legehjelp.

5. Brannslukningstiltak: Produktet er ikke antennelig	
Slukningsmetode:	Bruk det som er nødvendig for det omliggende området.
Spesielle risikoer:	Ikke fastsatt.
Spesielt beskyttelsesutstyr:	Ingen.
Andre anbefalinger:	Ingen.

6. Tiltak mot tilfeldige utslipp	
Personlige forholdsregler:	Bruk labfrakk, vernehansker og vernebriller.
Miljømessige forholdsregler:	Stoffet må ikke gå inn i kloakk, vann eller jord.
Metoder for rengjøring/absorpsjon:	Fjern med absorberende materiale og plasser i en egnet beholder. Skyll det berørte området med rikelig med vann

7. Håndtering og oppbevaring	
7.1. Håndtering	
Tekniske tiltak:	Ingen spesielle krav.
Forebyggende tiltak:	Vanlige laboratorieforholdsregler må overholdes.
Anbefalinger for håndtering:	Bruk hansker og vernebriller ved håndtering i lengre tid.
7.2. Oppbevaring	
Tekniske tiltak:	Ingen spesielle krav.
Oppbevaringsforhold:	Lagres ved 18-25°C.
Inkompatible materialer:	Ikke fastsatt.
Innpakningsmaterialer:	Ikke fastsatt.

ABX Miniclean 1L Fra parti nr. 091228 og over	A91A00204FNO	Revisjon 12.01.2010
--	---------------------	--------------------------------------

8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse	
8.1. Grenseverdier for eksponering	
Spesifikke kontrollparametere:	Ikke fastsatt.
8.2. Eksponeringskontroller	
8.2.1. Yrkseksponeringskontroller	
Tekniske tiltak:	Bruk vanlig romventilasjon.
Beskyttelse av luftveiene:	Ingen krav.
Beskyttelse av hendene:	Vernehansker.
Beskyttelse av øynene:	Vernebriller.
Beskyttelse av huden:	Labfrakk.
Hygieniske tiltak:	Vask hendene før og etter bruk.
8.2.2. Miljøeksponeringskontroller	
Ikke fastsatt.	

9. Fysiske og kjemiske egenskaper			
9.1. Generell informasjon			
Fysisk tilstand:	Væske		
Farge:	Fargeløs	Lukt:	Vaskemiddellukt
9.2. Viktig helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon			
pH:	9,9 +/-0,2 ved 20°C	Relativ tetthet:	Ikke fastsatt
Kokepunkt:	Ikke fastsatt	Løselighet:	Vannholdig løsning som kan blandes med vann
Flammepunkt:	Ikke fastsatt	Partisjonskoeffisient:	Ikke fastsatt
Antennelighet (solid, gass):	Ikke-antennelig	Viskositet:	Ikke fastsatt
Eksplorative egenskaper:	Ikke fastsatt	Damp tetthet:	Ikke fastsatt
Oksiderende egenskaper:	Ikke fastsatt	Fordunstningstall:	Ikke fastsatt
9.3. Annen informasjon			
Ikke fastsatt.			

ABX Miniclean 1L Fra parti nr. 091228 og over	A91A00204FNO	Revisjon 12.01.2010
--	---------------------	--------------------------------------

10. Stabilitet og reaktivitet	
Situasjoner som må unngås:	Ikke fastsatt.
Materialer som må unngås:	Denne reagensen inneholder mindre enn 0,1% natriumazid som konserveringsmiddel. Natriumazid kan reagere med Pb og Cu og danne et farlig stoff, metallazidprodukt.
Farlige nedbrytningsprodukter:	Ikke fastsatt.
Annen informasjon:	Ingen.

11. Toksikologisk informasjon	
Akutt toksisitet:	Ikke fastsatt.
Kronisk toksisitet:	Ikke fastsatt.
Inhalering:	Ikke fastsatt.
Kontakt med huden:	Ikke fastsatt.
Kontakt med øynene:	Ikke fastsatt.
Svelging:	Produktet kan være skadelig dersom det svelges, og kan føre til oppkast, bevisstløshet og diaré.
Annen informasjon:	Ingen.

12. Økologisk informasjon	
12.1. Økotoksisitet:	Ikke fastsatt.
12.2. Mobilitet:	Ikke fastsatt.
12.3. Nedbrytbarhet:	Biologisk nedbrytbar >90%
12.4. Bioakkumulativt potensiale:	Ikke fastsatt.
12.5. Resultat av PBT-vurdering:	Ikke fastsatt.
12.6. Andre farlige effekter:	Ikke fastsatt.

13. Avhendingshensyn	
Overskudd av avfall (rester) Kontaminert innpakning	Det anbefales å unngå eller redusere generering av avfallsprodukter overalt der dette er mulig. Tomme beholdere kan inneholde produktavfall. Avfall, ubrukte produkter og kontaminert innpakning må kastes i henhold til gjeldende lovgivning. Informasjon om gjeldende lover og regler kan oppnås hos de kompetente myndighetene.

ABX Miniclean 1L Fra parti nr. 091228 og over	A91A00204FNO	Revisjon 12.01.2010
--	---------------------	--------------------------------------

14. Transportinformasjon (internasjonale forskrifter)	
Generell informasjon:	Ingen.
Lufttransport (IATA):	Gjelder ikke her.
Veittransport (ADR):	Gjelder ikke her.
Sjøtransport (IMDG):	Gjelder ikke her.

15. Juridisk informasjon	
Symboler:	Ingen.
R-setninger:	Ingen.
S-setninger:	Ingen.
Stoffer:	Ingen.
Spesielle bestemmelser og relaterte lover:	Ingen.
Andre juridiske krav:	Denne informasjonen fritar på ingen måte brukeren fra plikten til å kjenne til og overholde alle de nasjonale og internasjonale forskriftene som gjelder hans/hennes virksomhet.

16. Annen informasjon	
16.1. Liste over relevante R-setninger	
Ingen	
16.2. Anbefalte begrensninger for bruk	
Se spesifikk informasjon i produktets brukerinformasjon.	
16.3. Andre opplysninger	
<p>Dette databladet er et tillegg til bruksanvisningene, men erstatter dem ikke. Den oppgitte informasjonen er basert på vår nåværende kjennskap til produktet, på det tidspunktet som er angitt, og er korrekt så vidt vi vet.</p> <p>Vi gjør videre brukeren oppmerksom på de farene som er forbundet med å bruke dette produktet til andre formål enn det er tilsiktet for. Brukeren må treffe de aktuelle forholdsreglene og påta seg eneansvaret for bruken av produktet.</p>	
16.4. Kilder til nøkkeldata	
Dette dokumentet er opprettet ved hjelp av informasjon fra dokumenter vi har fått av våre råmaterialeleverandører.	
16.5. Revisjon	
De delene som er blitt endret i forhold til den tidligere versjonen, er angitt ved hjelp av en vertikal linje til venstre for tabellen.	