

<b>ABX Miniclean 1 L</b>	<b>A91A00204DPT</b>	<b>Revisão 03/11/2009</b>
--------------------------	---------------------	-------------------------------

<b>1. Identificação do produto e da empresa</b>	
<b>1.1. Identificação do produto</b>	
Nome do produto:	ABX Miniclean 1 L
Código do produto:	Ref. : 0403010
<b>1.2. Utilização do produto</b>	
Solução enzimática com acção proteolítica para limpeza dos contadores de glóbulos sanguíneos.	
<b>1.3. Identificação da empresa</b>	
	HORIBA ABX SAS - Rue du Caducée - Parc Euromédecine 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 - FRANCE Tel: (33) 4 67 14 15 16 Fax: (33) 4 67 14 15 17 E-mail: documentation.med@horiba.com
<b>1.4. Número de telefone para emergências</b>	
	Contactar o posto de primeiros socorros mais próximo

<b>2. Identificação dos perigos</b>	
<b>Preparação perigosa de acordo com a norma 67/548/EEC - 99/45/EEC (Sim/Não): Não</b>	
Perigos mais importantes:	Nenhum.
Riscos específicos:	O produto pode ser prejudicial se engolido e pode causar vômitos, perda dos sentidos e diarreia.

<b>3. Composição e informações sobre os ingredientes</b>					
<b>3.1. Descrição do kit</b>					
	REAGENTE: Solução de limpeza 1 x 1 L				
<b>3.2. Ingredientes perigosos (nome, concentração)</b>					
Nº CAS	Nome	Concentração	Símbolo	Risco	Número de registo
	Tampão orgânico	< 20%	Xi	R36/37/38	
	Enzima proteolítica	< 1%	Xn	R42, R36/38	
	Detergente	< 5%	Xn	R22, R38, R41	
	Agente conservante	< 20%	Xn	R20/21/22, R36/37/38	

<b>ABX Miniclean 1 L</b>	<b>A91A00204DPT</b>	<b>Revisão 03/11/2009</b>
--------------------------	---------------------	-------------------------------

<b>4. Medidas de primeiros socorros</b>	
Inalação:	Sem requisitos específicos.
Contacto com a pele:	Lavar a pele com água e sabão.
Contacto com os olhos:	Lavar imediatamente os olhos com água, debaixo das pálpebras, pelo menos durante 15 minutos.
Ingestão:	Se a vítima estiver consciente, lavar a boca com água. Chamar um médico em caso de perda dos sentidos.

<b>5. Medidas de combate a incêndio: Produto não inflamável</b>	
Meios de extinção:	Usar o que for necessário para a área adjacente.
Riscos específicos:	Nenhum determinado.
Equipamento especial de protecção:	Nenhum.
Recomendações adicionais:	Nenhuma.

<b>6. Medidas em caso de libertação accidental</b>	
Precauções pessoais:	Usar uma bata de laboratório, luvas protectoras e óculos de protecção.
Precauções ambientais:	Nenhuma determinada.
Métodos de limpeza/absorção:	Absorver o produto e jogá-lo no lixo. Lavar a área afectada com água.

<b>7. Manuseamento e armazenamento</b>	
<b>7.1. Manuseamento</b>	
Medidas técnicas:	Nenhuma determinada.
Precauções:	Devem ser observadas as precauções habituais observadas em laboratório.
Recomendações de manuseamento:	Usar luvas e óculos de protecção em caso de manuseamento prolongado.
<b>7.2. Armazenamento</b>	
Medidas técnicas:	Sem requisitos especiais.
Condições de armazenamento:	Armazenar a 18-25 °C.
Materiais incompatíveis:	Nenhum determinado.
Materiais para embalagem:	Nenhum determinado.

<b>ABX Miniclean 1 L</b>	<b>A91A00204DPT</b>	<b>Revisão 03/11/2009</b>
--------------------------	---------------------	-------------------------------

<b>8. Protecção pessoal/controlos de exposição</b>	
<b>8.1. Valores limite de exposição</b>	
Parâmetros específicos de controlo:	Nenhum determinado.
<b>8.2. Controlos de exposição</b>	
<b>8.2.1. Controlos de exposição ocupacionais</b>	
Medidas técnicas:	Usar ventilação comum do quarto.
Protecção respiratória:	Nenhuma requerida.
Protecção das mãos:	Luvas protectoras.
Protecção dos olhos:	Óculos de protecção.
Protecção da pele:	Bata de laboratório.
Medidas de higiene:	Lavar as mãos antes e depois do uso.
<b>8.2.2. Controlos de exposição ambientais</b>	
Não determinados.	

<b>9. Propriedades químicas e físicas</b>			
<b>9.1. Informação geral</b>			
Estado físico:	Líquido		
Cor:	Sem cor	Odor:	Odor de detergente
<b>9.2. Informação importante sobre saúde, segurança e meio-ambiente</b>			
pH:	9,6 (+/- 0,4)	Densidade relativa:	Não determinada
Ponto de ebulição:	Não determinado	Solubilidade:	Solução aquosa miscível com água
Ponto de inflamação:	Não determinado	Coefficiente de partição:	Não determinado
Flamabilidade (sólido, gás):	Não inflamável	Viscosidade:	Não determinada
Propriedades explosivas:	Não determinadas	Densidade do vapor:	Não determinada
Propriedades oxidantes:	Não determinadas	Taxa de evaporação:	Não determinada
<b>9.3. Outra informação</b>			
Nenhuma.			

<b>ABX Miniclean 1 L</b>	<b>A91A00204DPT</b>	<b>Revisão 03/11/2009</b>
--------------------------	---------------------	-------------------------------

## 10. Estabilidade e reactividade

Condições a evitar:	Nenhuma determinada
Materiais a evitar:	Nenhum determinado.
Produtos de decomposição perigosa:	Nenhum determinado.
Outros dados:	Nenhum.

## 11. Informação toxicológica

Toxicidade aguda:	Não determinada.
Toxicidade crónica:	Não determinada.
Inalação:	Não determinada.
Contacto com a pele:	Não determinado.
Contacto com os olhos:	Não determinado.
Ingestão:	Não determinada.
Outros dados:	Nenhum.

## 12. Informação ecológica

<b>12.1. Ecotoxicidade:</b>	Não determinada.
<b>12.2. Mobilidade:</b>	Não determinada.
<b>12.3. Degradabilidade:</b>	Biodegradável > 90%
<b>12.4. Potencial de bioacumulação:</b>	Não determinado.
<b>12.5. Resultados da avaliação PBT:</b>	Não determinados.
<b>12.6. Outros efeitos perigosos:</b>	Nenhum determinado.

## 13. Considerações sobre eliminação

Excedente ou detritos (resíduos) Embalagem contaminada	É aconselhável evitar ou reduzir a geração de produtos residuais sempre que possível. Embalagens vazias podem conter resíduos do produto. Descartar todo resíduo ou produto não utilizado e embalagem contaminada de acordo com a legislação actual. Se houver dúvida sobre os regulamentos, obtenha mais informações das autoridades competentes.
---	--

<b>ABX Miniclean 1 L</b>	<b>A91A00204DPT</b>	<b>Revisão 03/11/2009</b>
--------------------------	---------------------	-------------------------------

<b>14. Informações sobre transporte (Regulamentos internacionais)</b>	
Informação geral:	Nenhuma.
Por ar (IATA):	Não aplicável.
Por terra (ADR):	Não aplicável.
Por mar (IMDG):	Não aplicável.

<b>15. Informação reguladora</b>	
Símbolos:	Nenhum.
Frases R:	Nenhuma.
Frases S:	Nenhuma.
Substâncias:	Nenhuma.
Disposições específicas e leis associadas:	Nenhuma.
Outros requisitos reguladores:	Esta informação não isenta, por forma alguma, o utilizador do conhecimento ou da aplicação de todos os regulamentos nacionais ou internacionais relativos à sua actividade.

<b>16. Outra informação</b>	
<b>16.1. Lista de frases R relevantes</b>	
R22 R38 R41 R42 R20/21/22 R36/38 R36/37/38	Prejudicial se engolido Irritante à pele Risco de danos sérios aos olhos Pode causar sensibilização por inalação Perigoso por inalação, em contacto com a pele e se engolido Irritante aos olhos e à pele Irritante aos olhos, ao sistema respiratório e à pele
<b>16.2. Restrição recomendada quanto ao uso</b>	
Consulte a informação específica destinada aos utilizadores do produto.	
<b>16.3. Mais informação</b>	
<p>Esta folha constitui um complemento às instruções sobre utilização e não as substitui. A informação aqui referida é baseada no nosso conhecimento actual sobre o produto, à data exibida, estando correcta tanto quanto é do nosso conhecimento.</p> <p>Além disso, chama-se a atenção do utilizador para os perigos da utilização deste produto para fins diferentes daqueles para os quais foi concebido.</p> <p>O uso deste produto deve ser da exclusiva responsabilidade do utilizador, devendo o mesmo tomar as devidas precauções para o efeito.</p>	
<b>16.4. Fontes dos dados principais</b>	
Este documento foi compilado com informações extraídas dos documentos fornecidos pelos nossos fornecedores de matéria-prima.	
<b>16.5. Revisão</b>	
As secções que foram modificadas a partir da versão anterior são indicadas por uma linha vertical no lado esquerdo da tabela.	