

<b>ABX Minoclair</b>	<b>A91A00288EFR</b>	<b>Création / Révision</b> <b>22/08/2007</b>
----------------------	---------------------	---

<b>1. Identification du produit et de la société</b>	
<b>1.1. Identification du produit</b>	
Nom du produit :	ABX Minoclair
Code produit :	Réf. HORIBA ABX : 0401005
<b>1.2. Utilisation du produit</b>	
Solution de nettoyage et de lavage pour les compteurs de cellules sanguines ABX.	
<b>1.3. Identification de la société</b>	
	HORIBA ABX - Rue du Caducée - Parc Euromédecine 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 - FRANCE Tél. : (33) 4 67 14 15 16 Fax : (33) 4 67 14 15 17 Email : documentation@fr.abx.fr
<b>1.4. Numéro d'appel d'urgence</b>	
	ORFILA (France): Tél. (33) 1 45 42 59 59

<b>2. Identification des dangers</b>	
<b>Préparation classée dangereuse selon 67/548/CEE - 99/45/CEE (Oui/Non) : Oui</b>	
Dangers majeurs :	<b>C - Corrosif</b> Homme : Irrite la peau en cas de manipulation prolongée. Contact avec les yeux : possibilité de lésion oculaire. Ingestion : le produit peut s'avérer dangereux s'il est avalé et peut provoquer des vomissements, des évanouissements et des douleurs d'estomac. Il peut aussi causer une irritation au niveau du trajet respiratoire.
Risques spécifiques	R31 - R34. S26 - S28 - S36/37/39.

<b>3. Composition / Informations sur les composants</b>					
<b>3.1. Description du kit</b>					
	1 flacon : solution de lavage 1 x 0,5 l				
<b>3.2. Composants dangereux (nom, concentration)</b>					
N° CAS	Nom	Concentration	Symbole	Risque	Numéro d'enregistrement
	Hypochlorite de sodium Hydroxyde de sodium	10,5 % à 13 % de chlore active 0.26%	C, N C	R31-34-50 R35	

<b>ABX Minocclair</b>	<b>A91A00288EFR</b>	<b>22/08/2007</b>
-----------------------	---------------------	-------------------

<b>4. Premiers soins</b>	
Inhalation :	Faire respirer de l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire, procéder à une respiration artificielle. En cas de difficultés respiratoires, mettre sous oxygène et assurer une surveillance médicale.
Contact cutané :	Ôter les vêtements contaminés. Laver la peau à l'eau savonneuse.
Contact oculaire :	Laver immédiatement les yeux et rincer à l'eau, également sous les paupières, pendant 15 minutes au moins. Consulter un médecin.
Ingestion :	Bien rincer la bouche et la gorge à l'eau si le sujet est conscient. Ne pas provoquer de vomissements. Consulter un médecin.

<b>5. Mesures de lutte contre l'incendie : Produit non inflammable</b>	
Moyens d'extinction :	Utiliser tous les produits nécessaires pour la zone alentours.
Risques spécifiques :	Non déterminé.
Équipement spécial de protection :	Non déterminé.
Recommandations complémentaires :	Aucune.

<b>6. Mesures en cas de dispersion accidentelle</b>	
Précautions personnelles :	Porter une blouse de laboratoire, des gants de protection et des lunettes de sécurité.
Précautions pour l'environnement :	Empêcher tout écoulement dans les eaux d'égouts, les cours d'eau ou les sols.
Méthodes de nettoyage / d'absorption :	Éviter de répandre le produit. Couvrir d'un agent absorbant et transvaser dans un contenant approprié. Rincer abondamment la zone affectée après neutralisation et éliminer les déchets.

<b>7. Manipulation et stockage</b>	
<b>7.1. Manipulation</b>	
Mesures techniques :	Pas d'exigences particulières.
Précautions :	Respecter les précautions d'usage dans le laboratoire.
Recommandations de manipulation :	Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Porter des gants de protection lors de la manipulation du produit.
<b>7.2. Stockage</b>	
Mesures techniques :	Pas d'exigences particulières.
Conditions de stockage :	Conserver dans son contenant d'origine uniquement, bien fermé, entre 18 et 25 °C.
Matières incompatibles :	Éviter les métaux, l'aluminium.

<b>ABX Minocclair</b>	<b>A91A00288EFR</b>	<b>22/08/2007</b>
-----------------------	---------------------	-------------------

Emballage :	Pas d'exigences particulières.
-------------	--------------------------------

<b>8. Contrôle de l'exposition / Protection personnelle</b>	
<b>8.1. Valeurs limites d'exposition</b>	
Paramètres de contrôle particuliers :	Non déterminé.
<b>8.2. Contrôles de l'exposition</b>	
<b>8.2.1. Contrôles de l'exposition sur le poste de travail</b>	
Mesures techniques :	Non déterminé.
Protection respiratoire :	Non déterminé.
Protection des mains :	Gants de protection.
Protection oculaire :	Lunettes de sécurité.
Protection cutanée :	Blouse de laboratoire.
Mesures d'hygiène :	Non déterminé.
<b>8.2.2. Contrôles de l'exposition environnementale</b>	
Non déterminé.	

<b>9. Propriétés physicochimiques</b>			
<b>9.1. Informations générales :</b>			
État physique :	Liquide		
Couleur :	Jaunâtre à 20 °C	Odeur :	Chlore
<b>9.2. Informations importantes sur la santé, la sécurité et l'environnement</b>			
pH :	12,4 +/- 0,5 à 20 °C	Densité relative :	env. 1 g/cm <sup>3</sup>
Point d'ébullition :	Non déterminé	Solubilité :	Solution miscible avec l'eau
Point d'éclair :	Non déterminé	Coefficient de partage :	Non déterminé
Inflammabilité (solide, gaz) :	Non déterminé	Viscosité :	Non déterminé
Propriétés explosives :	Non déterminé	Densité de la vapeur :	Non déterminé
Propriétés d'oxydation :	Non déterminé	Taux d'évaporation :	Non déterminé
<b>9.3. Autres informations</b>			
Aucune			

<b>ABX Minocclair</b>	<b>A91A00288EFR</b>	<b>22/08/2007</b>
-----------------------	---------------------	-------------------

## 10. Stabilité et réactivité

Conditions à éviter :	Diminution du contenu en chlore de la solution sous l'effet de la chaleur après un certain temps mais aussi en présence d'impuretés métalliques.
Matériaux à éviter :	Acides forts et métaux.
Produits de décomposition dangereux :	Chlore et acide hypochlorique.
Autres informations :	Aucune.

## 11. Informations toxicologiques

Toxicité aiguë :	Hydroxyde de sodium : LD50 (oral, rat) : 140 - 340 mg/kg Hypochlorite de sodium : LD50 (oral, souris) : 5 800 mg/kg
Toxicité chronique :	Les contacts récurrents avec des solutions caustiques diluées peuvent entraîner des dermatites.
Inhalation :	Il peut aussi causer une irritation au niveau du trajet respiratoire.
Contact cutané :	corrosif. Provoque des brûlures en cas de contact prolongé.
Contact oculaire :	possibilité de lésion oculaire.
Ingestion :	dangereux si avalé.
Autres informations :	Aucune.

## 12. Informations écologiques

<b>12.1. Ecotoxicité :</b>	Non déterminé.
<b>12.2. Mobilité :</b>	Non déterminé.
<b>12.3. Dégradabilité :</b>	Non déterminé.
<b>12.4. Potentiel de bioaccumulation :</b>	Non déterminé.
<b>12.5. Résultats de l'évaluation PBT :</b>	Non déterminé.
<b>12.6. Autres effets dangereux :</b>	Non déterminé.

## 13. Considérations relatives à l'élimination

Surplus ou déchets (résidus) :	Le produit doit être éliminé comme un produit chimique de laboratoire, conformément à la réglementation locale.
Emballage souillé :	Incinération.

<b>ABX Minocclair</b>	<b>A91A00288EFR</b>	<b>22/08/2007</b>
-----------------------	---------------------	-------------------

<b>14. Informations relatives au transport (règlementations internationales)</b>		
Informations générales :	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Nom d'embarquement approprié : <b>LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, INORGANIQUE, N.S.A.</b> (Hydroxyde de sodium)</li> <li>◆ N° UN : <b>UN3266.</b></li> <li>◆ Classe de risque : <b>8.</b></li> <li>◆ Étiquette(s) : <b>corrosif.</b></li> <li>◆ Volume unitaire : <b>1 x 500 ml.</b></li> <li>◆ Quantité : <b>1 flacon.</b></li> </ul>	
Voie aérienne (IATA) :	Groupe d'emballage : <b>III.</b>	Instructions de transport (avion passager) : <b>818 (5 l).</b>
Voie terrestre (ADR) :	Consulter la réglementation.	
Voie maritime (IMDG) :	Consulter la réglementation.	

<b>15. Informations réglementaires</b>		
Symboles :	C	corrosif.
Phrases R :	R31 R34	Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. Provoque des brûlures.
Phrases S :	S26 S28 S36/37/39	En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Porter des vêtements et des gants de protection appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.
Substances :	Hypochlorite de sodium Hydroxyde de sodium	
Dispositions particulières et lois afférentes :	Aucune	
Autres exigences réglementaires :	Cette fiche ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes nationaux ou internationaux réglementant son activité.	

<b>ABX Minocclair</b>	<b>A91A00288EFR</b>	<b>22/08/2007</b>
-----------------------	---------------------	-------------------

<b>16. Autres informations</b>	
<b>16.1. Liste des phrases de risques (phrases R) significatives</b>	
R31 R34	Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. Provoque des brûlures.
<b>16.2. Restriction d'utilisation recommandée</b>	
Voir les informations particulières données dans les informations sur le produit destinées à l'utilisateur.	
<b>16.3. Autres informations</b>	
<p>Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation, mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi.</p> <p>En outre, nous attirons l'attention de l'utilisateur sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.</p> <p>L'utilisateur doit accepter qu'il est seul responsable en la matière et prendre les précautions qui s'imposent pour l'utilisation de ce produit.</p>	
<b>16.4. Sources des données clés</b>	
Ce document a été compilé à partir d'informations extraites des documents donnés par nos fournisseurs de matières premières.	
<b>16.5. Révision</b>	
Les sections de la version précédente qui ont été modifiées sont indiquées par une ligne verticale sur le côté gauche du tableau.	