

ABX Minoclair 0,5 l	A91A00288DES	24/03/2006
----------------------------	---------------------	-------------------

1. Identificación del producto y de la empresa	
1.1. Identificación del producto	
Nombre del producto:	ABX Minoclair 0,5 l
Código de producto:	Ref. ABX: 0401005
1.2. Identificación de la empresa	
	HORIBA ABX - Rue du Caducée - Parc Euromédecine 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 - FRANCIA Tel: (33) 4 67 14 15 16 Fax: (33) 4 67 14 15 17
1.3. Número telefónico para emergencias	
	Póngase en contacto con el centro de primeros auxilios más próximo

2. Composición e información de los componentes				
2.1. Descripción del formato.				
		1 botella: solución de limpieza 1 x 0,5 l		
2.2. Componentes peligrosos (nombre, concentración)				
	Nombre Hipoclorito de sodio Hidróxido sódico	Concentración Solución del 9% v/v al 13% de cloruro activo 0,26%	Symbolo C, N C	Riesgo R31-34-50 R35
2.3. Preparado peligroso según las directivas 67/548/CEE - 99/45/CEE (Sí/No): Sí				

3. Identificación de peligros	
Peligros principales:	C - Corrosivo Hombre: irritación de la piel por manipulaciones prolongadas. Contacto con los ojos: riesgo de lesiones oculares. Ingestión: nocivo por ingestión. Puede producir vómitos, mareos y dolores estomacales. Puede irritar los conductos respiratorios.
Riesgos específicos	R35. S36/39

ABX Minoclair 0,5 l	A91A00288DES	24/03/2006
----------------------------	---------------------	-------------------

4. Medidas de primeros auxilios

Inhalación:	Debe respirarse aire puro. Si el sujeto no respira, aplíquese respiración artificial. Si respira con dificultad, proporciónese oxígeno y consiga atención médica.
Contacto con la piel:	Quite la ropa contaminada. Lave la piel con agua y jabón.
Contacto con los ojos:	Lave los ojos inmediatamente (incluidos los párpados) con agua durante 15 minutos como mínimo. Acuda al médico.
Ingestión:	Si el paciente está consciente, aclárele la boca y la garganta con agua. No provocar el vómito. Acuda al médico.

5. Medidas contra incendios: producto no inflamable

Método de extinción:	Utilice lo que sea preciso para los alrededores.
Riesgos específicos:	Sin determinar
Equipamiento de protección especial:	Sin determinar
Recomendaciones adicionales:	Ninguna

6. Medidas para escapes accidentales

Precauciones personales:	Utilice bata de laboratorio, guantes protectores y gafas de seguridad.
Precauciones ambientales:	Evite vertidos en cloacas, aguas o tierra.
Métodos de limpieza/absorción:	Evite la extensión del producto. Tome el resultado con material absorbente y deposítelo en un contenedor adecuado. Aclare el área afectada con abundante agua después de la neutralización y transfiera los restos al depósito de residuos.

7. Manipulación y conservación

7.1. Manipulación

Medidas técnicas:	No existen requisitos especiales.
Precauciones:	Deben cumplirse las precauciones de laboratorio habituales.
Recomendaciones de manipulación:	Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.

7.2. Almacenamiento

Medidas técnicas:	No existen requisitos especiales.
Condiciones de conservación:	Debe almacenarse exclusivamente en el contenedor original, bien cerrado, a 18-25°C.
Materiales incompatibles:	Evite metales y aluminio.
Empaquetado de los materiales:	No existen requisitos especiales.

ABX Minoclair 0,5 l	A91A00288DES	24/03/2006
----------------------------	---------------------	-------------------

8. Controles de exposición / Protección personal

Parámetros de control específicos:	Sin determinar
Medidas técnicas:	Sin determinar
Protección respiratoria:	Sin determinar
Protección de las manos:	Guantes de protección
Protección ocular:	Gafas de seguridad
Protección dérmica:	Bata de laboratorio
Medidas higiénicas:	Sin determinar

9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico:	Líquido	Autoinflamabilidad:	Sin determinar
Color:	Amarillento a 20°C	Propiedades explosivas:	Sin determinar
Olor:	Cloro	Propiedades oxidantes:	Sin determinar
pH:	12,4 +/-0,5 a 20°C	Presión de vapor:	Sin determinar
Punto de ebullición:	Sin determinar	Densidad relativa:	aprox. 1g/cm ³
Punto de fusión:	Sin determinar	Solubilidad:	Solución miscible con agua
Punto de combustión:	Sin determinar	Coefficiente de partición:	Sin determinar
Inflamabilidad (sólido, gaseoso):	Sin determinar	Otros datos:	Sin determinar

10. Estabilidad y reactividad

Condiciones que se deben evitar:	Disminución del contenido clorométrico de la solución bajo el efecto prolongado del calor y bajo la presencia de impurezas metálicas.
Materiales que se deben evitar:	Ácidos y metales fuertes
Productos con descomposición peligrosa:	Cloro y ácido hipocloroso
Otros datos:	Ninguno

11. Información toxicológica

Toxicidad severa:	Hidróxido sódico: LD50 oral en ratas: 140-340 mg/kg Hipoclorito de sodio: LD50 oral en ratones: 5800 mg/kg
Toxicidad crónica:	El contacto repetido con soluciones cáusticas diluidas puede causar dermatitis.
Inhalación:	Puede irritar los conductos respiratorios.
Contacto con la piel:	Corrosivo. Provoca quemaduras en caso de contacto prolongado.
Contacto con los ojos:	Riesgo de lesiones oculares.
Ingestión:	Nocivo por ingestión.
Otros datos:	Ninguno

ABX Minoclair 0,5 l	A91A00288DES	24/03/2006
----------------------------	---------------------	-------------------

12. Información medioambiental

Movilidad:	Sin determinar
Degradación:	Sin determinar
Potencial bioacumulativo:	Sin determinar
Ecotoxicidad:	Sin determinar
Otros efectos peligrosos:	Sin determinar

13. Consideraciones para la eliminación

Sobrante o desechos (residuos):	Este producto se debe desechar como un compuesto químico de laboratorio de acuerdo con las normativas locales. No desechar por el fregadero hasta su máxima dilución.
Envases contaminados:	Incineración

14. Información sobre el transporte (normativas internacionales)

Información general:	<ul style="list-style-type: none"> ◆Nombre adecuado de transporte: LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN (Hidróxido sódico) ◆Número UN: UN3266. ◆Clase de peligro: 8. ◆Etiqueta(s): Corrosivo. ◆Volumen de unidad: 1 x 500 ml. ◆Unidad de venta: 1 botella. 	
Por aire (IATA):	Grupo de embalaje: III	Instrucciones de embalaje (aviones de pasajeros): 818 (5L) .
Por tierra (ADR):	Consulte la normativa.	
Por mar (IMDG):	Consulte la normativa.	

15. Información reglamentada

Símbolos:	C	Corrosivo
Frases R:	R35	Provoca quemaduras graves.
Frases S:	S36/39	Usense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara.
Substancias:		
Otros requisitos reglamentados:	Esta información no exime al usuario del conocimiento o la aplicación de todas las normativas nacionales o internacionales relacionadas con su actividad.	

16. Información adicional

Esta ficha es un suplemento de las instrucciones de uso y no las sustituye. La información que contiene la misma está basada en el conocimiento actual del producto, a la fecha indicada, y se corregirá a medida que nuestros conocimientos avancen. El usuario debe prestar atención, además, a los peligros de utilizar este producto para un propósito distinto al previsto. El usuario debe aceptar su responsabilidad exclusiva y adoptar las precauciones correspondientes para utilizar este producto.