

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

ABX DILUENT 20L - A91A00230AFR - 24/07/03

1. Identification du produit et de la société

1.1 Identification du produit :

Nom du produit : ABX DILUENT 20L
Code produit : Réf. ABX ==> 09 01 020

1.2 Identification de la société : HORIBA ABX - rue du Caducée - Parc Euromédecine –
34184 MONTPELLIER CEDEX 4 - FRANCE

TEL (33) 4 67 14 15 16 FAX (33) 4 67 14 15 17

1.3 Numéro d'appel d'urgence : ORFILA (France): Tél. (33) 1 45 42 59 59

2. Composition / Informations sur les composants

Nature chimique : Azide de sodium < 0,1 %
Chlorure de sodium < 1 %
Tensio-actif < 0,1 %

Composants dangereux :
(nom, concentration)

Préparation classée dangereuse selon 67/548/CEE - 99/45/CEE (Oui/Non) : Non, concentration inférieure au seuil défini dans les directives.

3. Identification des dangers

Dangers majeurs : Pas de réglementation selon la directive 99/45/CEE
Risques spécifiques : Le produit peut s'avérer dangereux s'il est avalé et peut provoquer des vomissements, des évanouissements et des diarrhées.
Irrite la peau en cas de manipulation prolongée.

4. Premiers secours

Inhalation :
Contact cutané : Laver abondamment à l'eau.
Contact oculaire : Laver abondamment à l'eau en écartant les paupières.
Ingestion : Rincer la bouche avec de l'eau et tenter de faire vomir la victime si elle est consciente.
En cas de malaise, consulter un médecin.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction : Le produit est ininflammable.
Risques spécifiques :
Équipement spécial de protection :
Recommandations complémentaires :

6. Mesures en cas de dispersion accidentelle

Précautions personnelles :
Précautions pour l'environnement :
Méthodes de nettoyage / absorption : Absorber le produit et mettre au déchet.
Laver la zone contaminée à l'eau.

7. Manipulation et stockage

7.1 Manipulation :
Mesures techniques : En cas de manipulation prolongée, porter des gants et des lunettes de protection.

Précautions :
Recommandations de manipulation :

7.2 Stockage :
Mesures techniques :
Conditions de stockage : Conserver entre 18 et 25°C à l'abri de la lumière.

Matières incompatibles :
Matériaux d'emballage :

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

ABX DILUENT 20L - A91A00230AFR - 24/07/03

8. Contrôle de l'exposition / Protection personnelle

Paramètres de contrôle particuliers :

Mesures techniques : En cas de manipulation prolongée, porter des gants de laboratoire et des lunettes de protection.

Protection respiratoire :

Protection des mains :

Protection oculaire :

Protection cutanée :

Mesures d'hygiène :

9. Propriétés physicochimiques

État physique : Liquide

Couleur : Incolore.

Odeur : Inodore.

pH : Neutre $8.1 \pm 0,2$.

Point d'ébullition :

Point de fusion :

Auto-inflammable :

Propriétés explosives :

Propriétés d'oxydation :

Pression de vapeur :

Densité relative :

Solubilité :

Solution aqueuse miscible à l'eau.

Point d'éclair :

Inflammabilité (solide, gaz) : Ininflammable.

Coefficient de partage :

Autres indications :

10. Stabilité et réactivité Date de péremption.

Conditions à éviter :

Matériaux à éviter :

Produits de décomposition dangereux : Pas de réglementation.

Autres indications :

11. Informations toxicologiques

Toxicité aiguë :

Pas de réglementation selon la directive 99/45/CEE

Toxicité chronique :

Pas de réglementation selon la directive 99/45/CEE

(sensibilisation, carcinogénéité, mutagénéité, tératogénéité, etc)

Inhalation :

Contact cutané :

Contact oculaire :

Ingestion :

Autres indications :

12. Informations écologiques

Mobilité :

Biodégradabilité > 90%

Dégradabilité :

Potentiel de bio-accumulation :

Ecotoxicité :

Autres effets dangereux :

13. Considérations relatives à l'élimination

Surplus ou déchets (résidus) :

Emballage souillé :

Incinération.

14. Informations relatives au transport (réglementations internationales)

Voie terrestre :

Pas de réglementation selon la directive 99/45/CEE

Voie fluviale :

Pas de réglementation selon la directive 99/45/CEE

Voie aérienne :

Pas de réglementation selon la directive 99/45/CEE

Voie maritime :

Pas de réglementation selon la directive 99/45/CEE

Informations générales :

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

ABX DILUENT 20L - A91A00230AFR - 24/07/03

15. Informations réglementaires Pas de réglementation selon la directive 99/45/CEE

Etiquetage selon les directives CEE

Symboles :

Phrases R :

Phrases S :

Substances :

Autres exigences réglementaires : Cette fiche ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes nationaux ou internationaux réglementant son activité.

16. Autres informations

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation, mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi.

En outre, nous attirons l'attention de l'utilisateur sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

L'utilisateur doit accepter qu'il est seul responsable en la matière et prendre les précautions qui s'imposent pour l'utilisation de ce produit.