

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

ABX MINIDIL LMG 10L - A91A00218AFR - 23/09/03

1. Identification du produit et de la société

1.1 Identification du produit :

Nom du produit : ABX MINIDIL LMG 10L

Code produit : Réf. ABX ==> **0802010**

1.2 Identification de la société : **HORIBA ABX** - rue du Caducée - Parc Euromédecine –
34184 MONTPELLIER CEDEX 4 - FRANCE

TEL (33) 4 67 14 15 16 FAX (33) 4 67 14 15 17

1.3 Numéro d'appel d'urgence : **ORFILA (France): Tél. (33) 1 45 42 59 59**

2. Composition / Informations sur les composants

Nature chimique : Solution saline stabilisée utilisée comme diluant.

Composants dangereux : Fluorure de sodium < 3%

(nom, concentration) Diméthylourea 0,1%

Azide de sodium < 0,1%

Hydroxyde de sodium < 1%

Préparation classée dangereuse selon

67/548/CEE - 99/45/CEE (Oui/Non) : Non, concentration inférieure au seuil défini dans les directives.

3. Identification des dangers

Dangers majeurs : Pas de réglementation selon la directive 99/45/CEE

Risques spécifiques : Peut être irritant et provoquer des malaises, des vomissements et des coliques.

Irritant pour la peau en cas de contact prolongé avec le produit.

4. Premiers secours

Inhalation :

Contact cutané : Laver abondamment à l'eau.

Contact oculaire : Laver abondamment à l'eau en écartant les paupières.

Ingestion : Rincer la bouche avec de l'eau et tenter de faire vomir la victime si elle est consciente.

En cas de malaise, consulter un médecin.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction : Le produit est ininflammable.

Risques spécifiques :

Équipement spécial de protection :

Recommandations complémentaires :

6. Mesures en cas de dispersion accidentelle

Précautions personnelles :

Précautions pour l'environnement :

Méthodes de nettoyage / absorption : Absorber le produit et mettre au déchet.

Laver la zone contaminée à l'eau.

7. Manipulation et stockage

7.1 Manipulation :

Mesures techniques :

Précautions : En cas de manipulation prolongée avec le produit, porter des gants de protection.

Recommandations de manipulation :

7.2 Stockage :

Mesures techniques :

Conditions de stockage : Conserver entre 18 et 25°C à l'abri de la lumière.

Matières incompatibles :

Matériaux d'emballage :

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

ABX MINIDIL LMG 10L - A91A00218AFR - 23/09/03

8. Contrôle de l'exposition / Protection personnelle

Paramètres de contrôle particuliers : En cas de contact prolongé avec le produit, porter des gants de laboratoire et des lunettes de protection.

Mesures techniques :

Protection respiratoire :

Protection des mains :

Protection oculaire :

Protection cutanée :

Mesures d'hygiène :

9. Propriétés physicochimiques

État physique : Liquide

Couleur : Incolore.

Odeur : Inodore.

pH : Neutre 7,0 ± 0,1

Point d'ébullition :

Point de fusion :

Auto-inflammable :

Propriétés explosives :

Propriétés d'oxydation :

Pression de vapeur :

Densité relative :

Solubilité : Solution aqueuse miscible à l'eau.

Point d'éclair :

Inflammabilité (solide, gaz) : Ininflammable.

Coefficient de partage :

Autres indications :

10. Stabilité et réactivité

Conditions à éviter : Date de péremption.

Matériaux à éviter :

Produits de décomposition dangereux : Pas de réglementation.

Autres indications :

11. Informations toxicologiques

Toxicité aiguë : Pas de réglementation selon la directive 99/45/CEE

Toxicité chronique : Pas de réglementation selon la directive 99/45/CEE

(sensibilisation, carcinogénéité, mutagénéité, tératogénéité, etc)

Inhalation :

Contact cutané :

Contact oculaire :

Ingestion :

Autres indications :

12. Informations écologiques

Mobilité :

Dégradabilité : Biodégradabilité > 90 %

Potentiel de bio-accumulation :

Ecotoxicité :

Autres effets dangereux :

13. Considérations relatives à l'élimination

Surplus ou déchets (résidus) :

Emballage souillé : Incinération.

14. Informations relatives au transport (réglementations internationales)

Voie terrestre : Pas de réglementation selon la directive 99/45/CEE

Voie fluviale : Pas de réglementation selon la directive 99/45/CEE

Voie aérienne : Pas de réglementation selon la directive 99/45/CEE

Voie maritime : Pas de réglementation selon la directive 99/45/CEE

Informations générales :

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

ABX MINIDIL LMG 10L - A91A00218AFR - 23/09/03

15. Information réglementaire Pas de réglementation selon la directive 99/45/CEE

Etiquetage selon les directives CEE

Symboles :

Phrases R :

Phrases S :

Substances :

Autres exigences réglementaires : Cette fiche ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes nationaux ou internationaux réglementant son activité.

16. Autres informations

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation, mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi.

En outre, nous attirons l'attention de l'utilisateur sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

L'utilisateur doit accepter qu'il est seul responsable en la matière et prendre les précautions qui s'imposent pour l'utilisation de ce produit.