

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

ABX FLUOCYTE 1L & 0.5L - A91A00652 - 24/10/03

1. Identification du produit et de la société

1.1 Identification du produit :

Nom du produit : ABX FLUOCYTE1L & 0.5L

Code produit : Réf. ABX ==> **09 04 011** (0.5L), **09 04 012** (1L)

1.2 Identification de la société : **HORIBA ABX** - rue du Caducée - Parc Euromédecine –
34184 MONTPELLIER CEDEX 4 - FRANCE
TEL (33) 4 67 14 15 16 FAX (33) 4 67 14 15 17

1.3 Numéro d'appel d'urgence : **ORFILA (France): Tél. (33) 1 45 42 59 59**

2. Composition / Informations sur les composants

Nature chimique :

Composants dangereux : Tampon < 1 %
(nom, concentration) Conservateur < 0,05 %
Thiazole orange < 0,01 %

Préparation classée dangereuse selon
67/548/CEE -99/45/CEE (Oui/Non) : Non, concentration inférieure au seuil défini dans les directives.

3. Identification des dangers

Dangers majeurs : Pas de réglementation selon la directive 99/45/EEC
Risques spécifiques : Irritation des voies respiratoires dans le cas d'une exposition
prolongée au produit.
Irrite la peau en cas de manipulation prolongée.
Irrite les yeux en cas de manipulation prolongée.

4. Premiers secours

Inhalation :

Contact cutané : Laver abondamment à l'eau.

Contact oculaire : Laver abondamment à l'eau en écartant les paupières.

Ingestion : Rincer la bouche avec de l'eau et tenter de faire vomir la victime si
elle est consciente.

En cas de malaise, consulter un médecin.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction : Le produit est ininflammable.

Risques spécifiques :

Équipement spécial de protection :

Recommandations complémentaires :

6. Mesures en cas de dispersion accidentelle

Précautions personnelles :

Précautions pour l'environnement :

Méthodes de nettoyage / d'absorption : Absorber le produit et et mettre au déchet.
Laver la zone contaminée à l'eau.

7. Manipulation et stockage

7.1 Manipulation :

Mesures techniques : Porter des gants de protection en cas de manipulation prolongée.

Précautions :

Recommandations de manipulation :

7.2 Stockage :

Mesures techniques :

Conditions de stockage : Conserver entre 18 et 25°C à l'abri de la lumière.

Matières incompatibles :

Emballage :

8. Contrôle de l'exposition / Protection personnelle

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

ABX FLUOCYTE 1L & 0.5L - A91A00652 - 24/10/03

Paramètres de contrôle particuliers :

Mesures techniques :

En cas de manipulation prolongée, porter des gants de laboratoire et des lunettes de protection.

Protection respiratoire :

Protection des mains :

Protection oculaire :

Protection cutanée :

Mesures d'hygiène :

9. Propriétés physicochimiques

État physique :

Liquide

Auto-inflammable :

Couleur :

Jaunâtre /
photosensible

Propriétés explosives :

Odeur :

Inodore

Propriétés d'oxydation :

pH :

7.3 ± 0.2

Pression de vapeur :

Point d'ébullition :

Densité relative :

Point de fusion :

Solubilité :

Solution aqueuse miscible à l'eau.

Point d'éclair :

Coefficient de partage :

Inflammabilité (solide, gaz) : Ininflammable

Autres indications :

10. Stabilité et réactivité

Conditions à éviter :

Date de péremption.

Matériaux à éviter :

Produits de décomposition dangereux :

Pas de réglementation.

Autres indications :

11. Informations toxicologiques

Toxicité aiguë :

Pas de réglementation selon la directive 99/45/EEC

Toxicité chronique :

(sensibilisation, carcinogénicité,
mutagénicité, tératogénicité, etc)

Pas de réglementation selon la directive 99/45/EEC

Inhalation :

Contact cutané :

Contact oculaire :

Ingestion :

Autres indications :

12. Informations écologiques

Mobilité :

Pas de réglementation.

Dégradabilité :

Potentiel de bio-accumulation :

Ecotoxicité :

Autres effets dangereux :

13. Considérations relatives à l'élimination

Surplus ou déchets (résidus) :

Incinération.

Emballage souillé :

Pas de réglementation selon la directive 99/45/EEC

14. Informations relatives au transport (réglementations internationales)

Voie terrestre :

Pas de réglementation selon la directive 99/45/EEC

Voie fluviale :

Pas de réglementation selon la directive 99/45/EEC

Voie aérienne :

Pas de réglementation selon la directive 99/45/EEC

Voie maritime :

Pas de réglementation selon la directive 99/45/EEC

Informations générales :

15. Informations réglementaires Pas de réglementation selon la directive 99/45/EEC

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

ABX FLUOCYTE 1L & 0.5L - A91A00652 - 24/10/03

Etiquetage selon les directives CEE

Symboles :

Phrases R :

Phrases S :

Substances :

Autres exigences réglementaires : Cette fiche ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes nationaux ou internationaux réglementant son activité.

16. Autres informations

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation, mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi.

En outre, nous attirons l'attention de l'utilisateur sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

L'utilisateur doit accepter qu'il est seul responsable en la matière et prendre les précautions qui s'imposent pour l'utilisation de ce produit.