

<b>ABX Fluocyte 1L &amp; 0.5L</b>	<b>A91A00652BFR</b>	<b>18/04/2006</b>
-----------------------------------	---------------------	-------------------

<b>1. Identification du produit et de la société</b>	
<b>1.1. Identification du produit</b>	
Nom du produit :	ABX Fluocyte 1L & 0.5L
Code produit :	Réf. ABX : 0904011 (0.5L), 0904012 (1L)
<b>1.2. Identification de la société</b>	
	HORIBA ABX - Rue du Caducée - Parc Euromédecine 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 - FRANCE Tél. : (33) 4 67 14 15 16 Fax : (33) 4 67 14 15 17
<b>1.3. Numéro d'appel d'urgence</b>	
	ORFILA (France): Tél. (33) 1 45 42 59 59

<b>2. Composition / Informations sur les composants</b>				
<b>2.1. Description du kit</b>				
	ABX Fluocyte 0.5L: REAGENT: 1 x 0.5L Réactif de coloration  ABX Fluocyte 1L: REAGENT: 1 x 1L Réactif de coloration			
<b>2.2. Composants dangereux (nom, concentration)</b>				
N° CAS. 26628-22-8	Nom Azide de sodium Méthanol Tampon Thiazole orange	Concentration < 0.05% < 2% < 1% < 0.01%	Symbole T+, N F, T Xi Xi	Phrase de risque R28-32-50/53 R11-23/24/25-39 R36/38 R36/37/38
<b>2.3. Préparation classée dangereuse selon 67/548/CEE - 99/45/CEE (Oui/Non) : Non</b>				

<b>3. Identification des dangers</b>	
Dangers majeurs :	Aucun.
Risques spécifiques	Irritant pour l'appareil respiratoire en cas d'exposition prolongée au produit. Irritant pour la peau en cas de manipulation prolongée. Irritant pour les yeux en cas de manipulation prolongée.

<b>4. Premiers soins</b>	
Inhalation :	Pas d'exigences particulières.
Contact cutané :	Laver la peau à l'eau.
Contact oculaire :	Laver immédiatement les yeux, rincer également sous les paupières à l'eau pendant 15 minutes au moins.
Ingestion :	Bien rincer la bouche et la gorge à l'eau si le sujet est conscient, et provoquer les vomissements. Consulter un médecin en cas de malaise.

<b>ABX Fluocyte 1L &amp; 0.5L</b>	<b>A91A00652BFR</b>	<b>18/04/2006</b>
-----------------------------------	---------------------	-------------------

<b>5. Mesures de lutte contre l'incendie : Produit non inflammable</b>	
Agent d'extinction :	Utiliser tous les produits nécessaires pour la zone alentours.
Risques spécifiques :	Aucun déterminé.
Équipement spécial de protection :	Aucune.
Recommandations complémentaires :	Aucune.

<b>6. Mesures en cas de dispersion accidentelle</b>	
Précautions personnelles :	Porter une blouse de laboratoire, des gants de protection et des lunettes de sécurité.
Précautions pour l'environnement :	Empêcher tout écoulement dans les eaux d'égouts, les cours d'eau ou les sols.
Méthodes de nettoyage / d'absorption :	Absorber et mettre aux déchets. Nettoyer à l'eau la zone souillée.

<b>7. Manipulation et stockage</b>	
<b>7.1. Manipulation</b>	
Mesures techniques :	Pas d'exigences particulières.
Précautions :	Respecter les précautions d'usage dans le laboratoire.
Recommandations de manipulation :	Porter des gants en cas de manipulation prolongée.
<b>7.2. Stockage</b>	
Mesures techniques :	Pas d'exigences particulières.
Conditions de stockage :	Conserver entre 18 et 25°C, à l'abri de la lumière.
Incompatibilité :	Aucune.
Emballage :	Non déterminé.

<b>8. Contrôle de l'exposition / Protection personnelle</b>	
Paramètres de contrôle particuliers :	Non déterminés.
Mesures techniques :	Utiliser l'aération habituelle de la pièce.
Protection respiratoire :	Non requise.
Protection des mains :	Gants de protection.
Protection oculaire :	Lunettes de sécurité.
Protection cutanée :	Blouse de laboratoire.
Mesures d'hygiène :	Se laver les mains avant et après utilisation.

<b>ABX Fluocyte 1L &amp; 0.5L</b>	<b>A91A00652BFR</b>	<b>18/04/2006</b>
-----------------------------------	---------------------	-------------------

## 9. Propriétés physicochimiques

État physique :	Liquide	Auto-inflammabilité :	Non déterminée
Couleur :	Jaunâtre, photosensible	Propriétés explosives :	Non déterminée
Odeur :	Inodore	Propriétés d'oxydation :	Non déterminé
pH :	7,3 (+/- 0,1)	Pression de vapeur :	Non déterminé
Point d'ébullition :	Non déterminé	Densité relative :	Non déterminé
Point de fusion :	Non déterminé	Solubilité :	Solution aqueuse miscible à l'eau
Point d'éclair :	Non déterminé	Coefficient de partage :	Non déterminé
Inflammabilité (solide, gaz) :	Ininflammable	Autres indications :	Non déterminé

## 10. Stabilité et réactivité : stable

Conditions à éviter :	Aucune déterminée.
Substances et matériaux à éviter :	L'azide de sodium peut réagir avec Pb et Cu et former des produits dangereux, azides de métaux.
Produits de décomposition dangereux :	Aucun.
Autres indications :	Aucune.

## 11. Informations toxicologiques

Toxicité aiguë :	Non déterminée.
Toxicité chronique :	Non déterminé.
Inhalation :	Non déterminé.
Contact cutané :	Non déterminé.
Contact oculaire :	Non déterminé.
Ingestion :	Non déterminé.
Autres indications :	Aucune.

## 12. Informations écologiques

Mobilité :	Non déterminée.
Dégradabilité :	Non déterminé.
Potentiel de bio-accumulation :	Non déterminé.
Écotoxicologie :	Non déterminé.
Autres effets dangereux :	Aucun déterminé

<b>ABX Fluocyte 1L &amp; 0.5L</b>	<b>A91A00652BFR</b>	<b>18/04/2006</b>
-----------------------------------	---------------------	-------------------

### 13. Considérations relatives à l'élimination

Surplus ou déchets (résidus) :	Ce réactif contient moins de 0,1% d'azide de sodium comme conservateur. L'azide de sodium peut réagir avec le plomb et le cuivre pour former des azides de métaux. Ce réactif doit donc être éliminé en le diluant avec beaucoup d'eau. Ce produit doit être éliminé comme un produit chimique de laboratoire selon les réglementations en vigueur.
Emballage souillé :	Incinération.

### 14. Informations relatives au transport (réglementations internationales)

Informations générales :	Aucune.
Voie aérienne (IATA) :	Non applicable.
Voie terrestre (ADR) :	Non applicable.
Voie maritime (IMDG) :	Non applicable.

### 15. Informations réglementaires

Symboles :	Aucune.	
Phrases R :	Aucune.	
Phrases S :	Aucune.	
Substances :		
Autres exigences réglementaires :	Cette fiche ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes nationaux ou internationaux réglementant son activité.	

### 16. Autres informations

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation, mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi.

En outre, nous attirons l'attention de l'utilisateur sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

L'utilisateur doit accepter qu'il est seul responsable en la matière et prendre les précautions qui s'imposent pour l'utilisation de ce produit.