

ABX Leucodiff de 1L	A91A00653BES	04/04/2006
----------------------------	---------------------	-------------------

1. Identificación del producto y de la empresa	
1.1. Identificación del producto	
Nombre del producto:	ABX Leucodiff de 1L
Código de producto:	Ref. ABX: 0206013
1.2. Identificación de la empresa	
	HORIBA ABX - Rue du Caducée - Parc Euromédecine 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 - FRANCE Tel: (33) 4 67 14 15 16 Fax: (33) 4 67 14 15 17
1.3. Número telefónico para emergencias	
	Póngase en contacto con el centro de primeros auxilios más próximo.

2. Composición e información de los componentes				
2.1. Descripción del kit				
	REACTIVO : 1 x 1 L ; reactivo para la lisis de los eritrocitos, la fijación de los leucocitos y la coloración específica de los eosinófilos.			
2.2. Componentes peligrosos (nombre, concentración)				
	Nombre	Concentración	Símbolo	Riesgo
	Propanol-2	5,5%	F, Xi	R11-36-37
	Glutaraldehído	< 3%	T, N	R22-23-24-34-42/43-50
	Colorante fórmico	0,004%	T	R45-63
2.3. Preparado peligroso según las directivas 67/548/CEE - 99/45/CEE (Sí/No): No				

3. Identificación de peligros	
Peligros principales:	Ninguna.
Riesgos específicos	Irrita el tracto respiratorio en caso de exposición prolongada al producto. Irrita la piel en caso de manipulación prolongada. Irrita los ojos en caso de manipulación prolongada.

4. Medidas de primeros auxilios	
Inhalación:	Sin requisitos específicos.
Contacto con la piel:	Lávese la piel con agua y jabón.
Contacto con los ojos:	Lave los ojos inmediatamente (incluso por debajo de los párpados) con agua durante 15 minutos como mínimo.
Ingestión:	Si el paciente está consciente, aclárele la boca y la garganta con agua, y provóquele el vómito. Si sufre un desvanecimiento, busque asistencia médica.

ABX Leucodiff de 1L	A91A00653BES	04/04/2006
----------------------------	---------------------	-------------------

5. Medidas contra incendios: producto no inflamable	
Método de extinción:	Utilice lo que sea preciso para los alrededores.
Riesgos específicos:	Sin determinar.
Equipamiento de protección especial:	Ninguno.
Recomendaciones adicionales:	Ninguna.

6. Medidas para escapes accidentales	
Precauciones personales:	Utilice bata de laboratorio, guantes protectores y gafas de seguridad.
Precauciones medioambientales:	Evite vertidos en cloacas, aguas o tierra.
Métodos de limpieza/absorción:	Empápelos y deséchelo. Lave el área afectada con agua.

7. Manipulación y conservación	
7.1. Manipulación	
Medidas técnicas:	No existen requisitos especiales.
Precauciones:	Deben cumplirse las precauciones de laboratorio habituales.
Recomendaciones de manipulación:	Utilice guantes en caso de uso prolongado.
7.2. Conservación	
Medidas técnicas:	No existen requisitos especiales.
Condiciones de conservación:	Almacenar a temperatura ambiente a 18-25°C.
Materiales incompatibles:	Ninguno.
Materiales de empaquetado:	Sin determinar.

8. Controles de exposición/protección personal	
Parámetros de control específicos:	Sin determinar.
Medidas técnicas:	Utilice la ventilación general de la habitación.
Protección respiratoria:	No se requiere ninguna.
Protección de las manos:	Guantes protectores.
Protección ocular:	Gafas de seguridad.
Protección dérmica:	Bata de laboratorio.
Medidas higiénicas:	Lavarse las manos antes y después de cada uso.

ABX Leucodiff de 1L	A91A00653BES	04/04/2006
----------------------------	---------------------	-------------------

9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico:	Líquido	Autoinflamabilidad:	Sin determinar
Color:	Azulado oscuro	Propiedades explosivas:	Sin determinar
Olor:	Alcohol	Propiedades oxidantes:	Sin determinar
pH:	7,1 +/-0,1	Presión del vapor:	Sin determinar
Punto de ebullición:	Sin determinar	Densidad relativa:	Sin determinar
Punto de fusión:	Sin determinar	Solubilidad:	Solución acuosa miscible con agua
Punto de inflamación:	Sin determinar	Coefficiente de partición:	Sin determinar
Inflamabilidad (sólido, gaseoso):	No inflamable	Otros datos:	Sin determinar

10. Estabilidad y reactividad

Condiciones que se deben evitar:	Sin determinar.
Materiales que se deben evitar:	Sin determinar.
Productos con descomposición peligrosa:	Sin determinar.
Otros datos:	Ninguno.

11. Información toxicológica

Toxicidad aguda:	Sin determinar.
Toxicidad crónica:	Sin determinar.
Inhalación:	Sin determinar.
Contacto con la piel:	Sin determinar.
Contacto con los ojos:	Sin determinar.
Ingestión:	Sin determinar.
Otros datos:	Ninguno.

12. Información medioambiental

Movilidad:	Sin determinar.
Degradación:	Sin determinar.
Potencial bioacumulativo:	Sin determinar.
Ecotoxicología:	Sin determinar.
Otros efectos peligrosos:	Sin determinar.

ABX Leucodiff de 1L	A91A00653BES	04/04/2006
----------------------------	---------------------	-------------------

13. Consideraciones para la eliminación

Sobrantes o desechos (residuos):	Incineración.
Envases contaminados:	Sin requisitos específicos. Efectúe la eliminación de acuerdo con la normativa local.

14. Información sobre el transporte (normativas internacionales)

Información general:	Ninguna.
Por aire (IATA):	No aplicable.
Por tierra (ADR):	No aplicable.
Por mar (IMDG):	No aplicable.

15. Información reglamentaria

Símbolos:	Ninguna.	
Frases R:	Ninguna.	
Frases S:	Ninguna.	
Sustancias:		
Otros requisitos reglamentarios:	Esta información no exime bajo ningún concepto al usuario del conocimiento o la aplicación de todas las normativas nacionales o internacionales relacionadas con su actividad.	

16. Información adicional

Esta ficha es un suplemento de las instrucciones de uso y no las sustituye. La información que contiene está basada en el conocimiento actual del producto, a la fecha indicada, y es correcta de acuerdo con nuestros datos.
 El usuario debe prestar atención, además, a los peligros de utilizar este producto para un propósito distinto al previsto.
 El usuario debe aceptar su responsabilidad exclusiva y adoptar las precauciones correspondientes para utilizar este producto.