

<b>ABX Minipack LMG 4,2 L</b> <b>Do lote nº 091207 e acima</b>	<b>A91A00202FPT</b>	<b>Revisão</b> <b>19/01/2010</b>
---	---------------------	-------------------------------------

<b>1. Identificação do produto e da empresa</b>	
<b>1.1. Identificação do produto</b>	
Nome do produto:	ABX Minipack LMG 4,2 L
Código do produto:	Ref.: 0602050
<b>1.2. Utilização do produto</b>	
CONSULTAR A FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA EM ANEXO (3)	
<b>1.3. Identificação da empresa</b>	
	HORIBA ABX SAS - Rue du Caducée - Parc Euromédecine 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 - FRANCE Tel: + 33 (0) 4 67 14 15 16 Fax: + 33 (0) 4 67 14 15 17 E-mail: documentation.med@horiba.com
<b>1.4. Número de telefone para emergências</b>	
Empresa:	+ 800 67 14 15 16
Conselho francês oficial:	ORFILA (INRS): + 33 (0) 1 45 42 59 59

<b>2. Identificação dos perigos</b>	
<b>Preparação perigosa de acordo com a norma 67/548/EEC - 99/45/EEC (Sim/Não): Sim</b>	
Perigos mais importantes:	CONSULTAR A FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA EM ANEXO (3)
Riscos específicos:	CONSULTAR A FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA EM ANEXO (3)

<b>3. Composição e informações sobre os ingredientes</b>					
<b>3.1. Descrição do kit</b>					
	O ABX Minipack LMG 4,2 L é composto de:				
	R1: ABX Miniclean 0,5 L				
	R2: ABX Minilyse LMG 0,3 L				
	R3: ABX Minidil LMG 3,4 L				
<b>3.2. Ingredientes perigosos (nome, concentração)</b>					
Nº CAS	Número EC	Nome	Concentração	Símbolo	Risco
CONSULTAR A FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA EM ANEXO (3)					

<b>ABX Miniclean 1 L</b> <b>Do lote nº 091228 e acima</b>	<b>A91A00204FPT</b>	<b>Revisão</b> <b>12/01/2010</b>
--	---------------------	-------------------------------------

<b>1. Identificação do produto e da empresa</b>	
<b>1.1. Identificação do produto</b>	
Nome do produto:	ABX Miniclean 1 L
Código do produto:	Ref.: 0403010
<b>1.2. Utilização do produto</b>	
Solução enzimática com acção proteolítica para limpeza dos contadores de glóbulos sanguíneos.	
<b>1.3. Identificação da empresa</b>	
	HORIBA ABX SAS - Rue du Caducée - Parc Euromédecine 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 - FRANCE Tel: + 33 (0) 4 67 14 15 16 Fax: + 33 (0) 4 67 14 15 17 E-mail: documentation.med@horiba.com
<b>1.4. Número de telefone para emergências</b>	
Empresa:	+ 800 67 14 15 16
Conselho francês oficial:	ORFILA (INRS): + 33 (0) 1 45 42 59 59

<b>2. Identificação dos perigos</b>	
<b>Preparação perigosa de acordo com a norma 67/548/EEC - 99/45/EEC (Sim/Não): Não</b>	
Perigos mais importantes:	Nenhum.
Riscos específicos:	O produto pode ser prejudicial se engolido e pode causar vômitos, perda dos sentidos e diarreia.

<b>3. Composição e informações sobre os ingredientes</b>					
<b>3.1. Descrição do kit</b>					
	REAGENTE: Solução de limpeza 1 x 1 L				
<b>3.2. Ingredientes perigosos (nome, concentração): Nenhum</b>					
Nº CAS	Número EC	Nome	Concentração	Símbolo	Risco

<b>ABX Miniclean 1 L</b> <b>Do lote nº 091228 e acima</b>	<b>A91A00204FPT</b>	<b>Revisão</b> <b>12/01/2010</b>
--	---------------------	-------------------------------------

<b>4. Medidas de primeiros socorros</b>	
Inalação:	Sem requisitos específicos.
Contacto com a pele:	Lavar a pele com água e sabão.
Contacto com os olhos:	Lavar imediatamente os olhos com água, debaixo das pálpebras, pelo menos durante 15 minutos.
Ingestão:	Se o paciente estiver consciente, lavar com bastante água a boca e a garganta. Chamar um médico.

<b>5. Medidas de combate a incêndio: Produto não inflamável</b>	
Meios de extinção:	Usar o que for necessário para a área adjacente.
Riscos específicos:	Nenhum determinado.
Equipamento especial de protecção:	Nenhum.
Recomendações adicionais:	Nenhuma.

<b>6. Medidas em caso de libertação acidental</b>	
Precauções pessoais:	Usar uma bata de laboratório, luvas protectoras e óculos de protecção.
Precauções ambientais:	Impedir acesso a esgoto, água, solo.
Métodos de limpeza/absorção:	Remova com material absorvente e coloque num recipiente adequado. Enxágüe a área afetada abundantemente.

<b>7. Manuseamento e armazenamento</b>	
<b>7.1. Manuseamento</b>	
Medidas técnicas:	Sem requisitos especiais.
Precauções:	Devem ser observadas as precauções habituais observadas em laboratório.
Recomendações de manuseamento:	Usar luvas e óculos de protecção em caso de manuseamento prolongado.
<b>7.2. Armazenamento</b>	
Medidas técnicas:	Sem requisitos especiais.
Condições de armazenamento:	Armazenar a 18-25°C.
Materiais incompatíveis:	Nenhum determinado.
Materiais para embalagem:	Nenhum determinado.

<b>ABX Miniclean 1 L</b> <b>Do lote nº 091228 e acima</b>	<b>A91A00204FPT</b>	<b>Revisão</b> <b>12/01/2010</b>
--	---------------------	-------------------------------------

<b>8. Protecção pessoal/controlos de exposição</b>	
<b>8.1. Valores limite de exposição</b>	
Parâmetros específicos de controlo:	Nenhum determinado.
<b>8.2. Controlos de exposição</b>	
<b>8.2.1. Controlos de exposição ocupacionais</b>	
Medidas técnicas:	Usar ventilação comum do quarto.
Protecção respiratória:	Nenhuma requerida.
Protecção das mãos:	Luvas protectoras.
Protecção dos olhos:	Óculos de protecção.
Protecção da pele:	Bata de laboratório.
Medidas de higiene:	Lavar as mãos antes e depois do uso.
<b>8.2.2. Controlos de exposição ambientais</b>	
Não determinados.	

<b>9. Propriedades químicas e físicas</b>			
<b>9.1. Informação geral</b>			
Estado físico:	Líquido		
Cor:	Sem cor	Odor:	Odor de detergente
<b>9.2. Informação importante sobre saúde, segurança e meio-ambiente</b>			
pH:	9,9 +/-0,2 a 20°C	Densidade relativa:	Não determinada
Ponto de ebulição:	Não determinado	Solubilidade:	Solução aquosa miscível com água
Ponto de inflamação:	Não determinado	Coefficiente de partição:	Não determinado
Flamabilidade (sólido, gás):	Não inflamável	Viscosidade:	Não determinada
Propriedades explosivas:	Não determinadas	Densidade do vapor:	Não determinada
Propriedades oxidantes:	Não determinadas	Taxa de evaporação:	Não determinada
<b>9.3. Outra informação</b>			
Nenhum determinado.			

<b>ABX Miniclean 1 L</b> <b>Do lote nº 091228 e acima</b>	<b>A91A00204FPT</b>	<b>Revisão</b> <b>12/01/2010</b>
--	---------------------	-------------------------------------

## 10. Estabilidade e reactividade

Condições a evitar:	Nenhuma determinada
Materiais a evitar:	Este reagente contém menos de 0,1% de azida sódica como conservante. A azida sódica pode reagir com Pb e Cu e formar material perigoso, produto da azida de metal.
Produtos de decomposição perigosa:	Nenhum determinado.
Outros dados:	Nenhum.

## 11. Informação toxicológica

Toxicidade aguda:	Não determinada.
Toxicidade crónica:	Não determinada.
Inalação:	Não determinada.
Contacto com a pele:	Não determinado.
Contacto com os olhos:	Não determinado.
Ingestão:	O produto pode ser prejudicial se engolido e pode causar vômitos, perda dos sentidos e diarreia.
Outros dados:	Nenhum.

## 12. Informação ecológica

<b>12.1. Ecotoxicidade:</b>	Não determinada.
<b>12.2. Mobilidade:</b>	Não determinada.
<b>12.3. Degradabilidade:</b>	Biodegradável > 90%
<b>12.4. Potencial de bioacumulação:</b>	Não determinado.
<b>12.5. Resultados da avaliação PBT:</b>	Não determinados.
<b>12.6. Outros efeitos perigosos:</b>	Nenhum determinado.

## 13. Considerações sobre eliminação

Excedente ou detritos (resíduos) Embalagem contaminada	É aconselhável evitar ou reduzir a geração de produtos residuais sempre que possível. Embalagens vazias podem conter resíduos do produto. Descartar todo resíduo ou produto não utilizado e embalagem contaminada de acordo com a legislação actual. Se houver dúvida sobre os regulamentos, obtenha mais informações das autoridades competentes.
---	--

<b>ABX Miniclean 1 L</b> <b>Do lote nº 091228 e acima</b>	<b>A91A00204FPT</b>	<b>Revisão</b> <b>12/01/2010</b>
--	---------------------	-------------------------------------

<b>14. Informações sobre transporte (Regulamentos internacionais)</b>	
Informação geral:	Nenhuma.
Por ar (IATA):	Não aplicável.
Por terra (ADR):	Não aplicável.
Por mar (IMDG):	Não aplicável.

<b>15. Informação reguladora</b>	
Símbolos:	Nenhum.
Frases R:	Nenhuma.
Frases S:	Nenhuma.
Substâncias:	Nenhuma.
Disposições específicas e leis associadas:	Nenhuma.
Outros requisitos reguladores:	Esta informação não isenta, por forma alguma, o utilizador do conhecimento ou da aplicação de todos os regulamentos nacionais ou internacionais relativos à sua actividade.

<b>16. Outra informação</b>	
<b>16.1. Lista de frases R relevantes</b>	
Nenhuma	
<b>16.2. Restrição recomendada quanto ao uso</b>	
Consulte a informação específica destinada aos utilizadores do produto.	
<b>16.3. Mais informação</b>	
<p>Esta folha constitui um complemento às instruções sobre utilização e não as substitui. A informação aqui referida é baseada no nosso conhecimento actual sobre o produto, à data exibida, estando correcta tanto quanto é do nosso conhecimento.</p> <p>Além disso, chama-se a atenção do utilizador para os perigos da utilização deste produto para fins diferentes daqueles para os quais foi concebido.</p> <p>O uso deste produto deve ser da exclusiva responsabilidade do utilizador, devendo o mesmo tomar as devidas precauções para o efeito.</p>	
<b>16.4. Fontes dos dados principais</b>	
Este documento foi compilado com informações extraídas dos documentos fornecidos pelos nossos fornecedores de matéria-prima.	
<b>16.5. Revisão</b>	
As secções que foram modificadas a partir da versão anterior são indicadas por uma linha vertical no lado esquerdo da tabela.	

<b>ABX Minilyse LMG 1 L</b>	<b>A91A00247HPT</b>	<b>Revisão 12/01/2010</b>
-----------------------------	---------------------	-------------------------------

<b>1. Identificação do produto e da empresa</b>	
<b>1.1. Identificação do produto</b>	
Nome do produto:	ABX Minilyse LMG 1 L
Código do produto:	Ref.: 0702010
<b>1.2. Utilização do produto</b>	
Reagente de lise de eritrócitos para contagem e diferenciação de glóbulos brancos e determinação de hemoglobina nos contadores de glóbulos sanguíneos.	
<b>1.3. Identificação da empresa</b>	
	HORIBA ABX SAS - Rue du Caducée - Parc Euromédecine 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 - FRANCE Tel: + 33 (0) 4 67 14 15 16 Fax: + 33 (0) 4 67 14 15 17 E-mail: documentation.med@horiba.com
<b>1.4. Número de telefone para emergências</b>	
Empresa:	+ 800 67 14 15 16
Conselho francês oficial:	ORFILA (INRS): + 33 (0) 1 45 42 59 59

<b>2. Identificação dos perigos</b>	
<b>Preparação perigosa de acordo com a norma 67/548/EEC - 99/45/EEC (Sim/Não): Sim</b>	
Perigos mais importantes:	N: Perigoso para o meio-ambiente.
Riscos específicos	R50/53: Muito tóxico a organismos aquáticos, pode causar efeitos contrários de longo prazo em meio aquático.  Devido à presença de cianureto de potássio, uma fumaça ácida altamente tóxica de cianureto pode se formar ao entrar em contato com um ácido.

<b>3. Composição e informações sobre os ingredientes</b>					
<b>3.1. Descrição do kit</b>					
	REAGENTE: 1 x 1 L: Agente de lise				
<b>3.2. Ingredientes perigosos (nome, concentração)</b>					
Nº CAS	Nº EC	Nome	Concentração	Símbolo	Risco
112-00-5	203-927-0 (EINECS)	Cloreto de dodecitrimetilamônio	2,5% < C < 20%	Xn, N	R22, R36/37/38, R50/53

<b>ABX Minilyse LMG 1 L</b>	<b>A91A00247HPT</b>	<b>Revisão 12/01/2010</b>
-----------------------------	---------------------	-------------------------------

<b>4. Medidas de primeiros socorros</b>	
Inalação:	Apanhar ar fresco.
Contacto com a pele:	Lavar a pele com água e sabão.
Contacto com os olhos:	Lavar imediatamente os olhos com água, debaixo das pálpebras, pelo menos durante 15 minutos. Chamar um médico.
Ingestão:	Se o paciente estiver consciente, lavar com bastante água a boca e a garganta. Providenciar respiração artificial com adição de oxigénio em caso de intoxicação por ácido cianídrico. Chamar um médico.

<b>5. Medidas de combate a incêndio: Produto não inflamável</b>	
Meios de extinção:	Usar o que for necessário para a área adjacente.
Riscos específicos:	Nenhum determinado.
Equipamento especial de protecção:	Nenhum.
Recomendações adicionais:	Nenhuma.

<b>6. Medidas em caso de libertação accidental</b>	
Precauções pessoais:	Usar uma bata de laboratório, luvas protectoras e óculos de protecção.
Precauções ambientais:	Nunca permitir acesso a esgoto, água e solo.
Métodos de limpeza/absorção:	Neutralizar com solução de hipoclorito de sódio. Após a neutralização, absorver, mas não derramar a pia (incineração).

<b>7. Manuseamento e armazenamento</b>	
<b>7.1. Manuseamento</b>	
Medidas técnicas:	Nenhuma determinada.
Precauções:	Devem ser observadas as precauções habituais observadas em laboratório.
Recomendações de manuseamento:	Evitar o contacto com os olhos, pele e tracto respiratório.
<b>7.2. Armazenamento</b>	
Medidas técnicas:	Sem requisitos especiais.
Condições de armazenamento:	Armazenar em recipiente hermeticamente fechado, protegido da luz, a 18-25 °C.
Materiais incompatíveis:	Evitar todo o contacto com ácidos ou meios aquosos ácidos devido à possível formação de vapores de ácidos cianídricos altamente tóxicos.
Materiais para embalagem:	Polietileno ou outros plásticos.

<b>ABX Minilyse LMG 1 L</b>	<b>A91A00247HPT</b>	<b>Revisão 12/01/2010</b>
-----------------------------	---------------------	-------------------------------

<b>8. Protecção pessoal/controles de exposição</b>	
<b>8.1. Valores limite de exposição</b>	
Parâmetros específicos de controlo:	Nenhum determinado.
<b>8.2. Controlos de exposição</b>	
<b>8.2.1. Controlos de exposição ocupacionais</b>	
Medidas técnicas:	Usar ventilação comum do quarto.
Protecção respiratória:	Nenhuma requerida.
Protecção das mãos:	Luvas protectoras.
Protecção dos olhos:	Óculos de protecção.
Protecção da pele:	Bata de laboratório.
Medidas de higiene:	Lavar as mãos antes e depois do uso. Em caso de manuseamento prolongado, utilizar ducha lava-olhos e de segurança.
<b>8.2.2. Controlos de exposição ambientais</b>	
Nenhum determinado.	

<b>9. Propriedades químicas e físicas</b>			
<b>9.1. Informação geral</b>			
Estado físico:	Líquido, solução aquosa		
Cor:	Sem cor	Odor:	Odor de cianeto
<b>9.2. Informação importante sobre saúde, segurança e meio-ambiente</b>			
pH:	10 (+/- 0,5)	Densidade relativa:	Não determinada
Ponto de ebulição:	Não determinado	Solubilidade:	Miscível com água
Ponto de inflamação:	Não determinado	Coeficiente de partição:	Não determinado
Flamabilidade (sólido, gás):	Não determinada	Viscosidade:	Não determinada
Propriedades explosivas:	Não determinadas	Densidade do vapor:	Não determinada
Propriedades oxidantes:	Não determinadas	Taxa de evaporação:	Não determinada
<b>9.3. Outra informação</b>			
Nenhuma.			

<b>ABX Minilyse LMG 1 L</b>	<b>A91A00247HPT</b>	<b>Revisão 12/01/2010</b>
-----------------------------	---------------------	-------------------------------

## 10. Estabilidade e reactividade

Condições a evitar:	Evitar todo o contacto com os seguintes reagentes: ABX Basolyse, ABX Basolyse II. Evitar todo o contacto com ácidos ou meios aquosos ácidos devido à possível formação de vapores de ácidos cianídricos altamente tóxicos.
Materiais a evitar:	Nenhum determinado.
Produtos de decomposição perigosa:	Há a formação de vapores de ácido cianídrico em contacto com ácidos.
Outros dados:	Nenhum.

## 11. Informação toxicológica

Toxicidade aguda:	Há o perigo de séria intoxicação no caso de absorção ou inalação. Cianeto de potássio: LD50 oral ratazana: 10 mg/kg
Toxicidade crónica:	Não determinada.
Inalação:	Não determinada.
Contacto com a pele:	Não determinado.
Contacto com os olhos:	Não determinado.
Ingestão:	Não determinada.
Outros dados:	Nenhum.

## 12. Informação ecológica

<b>12.1. Ecotoxicidade:</b>	Para CAS N° 112-00-5: Alta toxicidade em Daphnia Magna. LC50 = 0.,6 mg/L- 24h00.
<b>12.2. Mobilidade:</b>	Não determinada.
<b>12.3. Degradabilidade:</b>	Não determinada.
<b>12.4. Potencial de bioacumulação:</b>	Não determinado.
<b>12.5. Resultados da avaliação PBT:</b>	Não determinados.
<b>12.6. Outros efeitos perigosos:</b>	Não determinados.

## 13. Considerações sobre eliminação

Excedente ou detritos (resíduos) Embalagem contaminada	É aconselhável evitar ou reduzir a geração de produtos residuais sempre que possível. Embalagens vazias podem conter resíduos do produto. Descartar todo resíduo ou produto não utilizado e embalagem contaminada de acordo com a legislação actual. Se houver dúvida sobre os regulamentos, obtenha mais informações das autoridades competentes.
---	--

<b>ABX Minilyse LMG 1 L</b>	<b>A91A00247HPT</b>	<b>Revisão 12/01/2010</b>
-----------------------------	---------------------	-------------------------------

<b>14. Informações sobre transporte (Regulamentos internacionais)</b>	
Informação geral:	Nenhuma.
Por ar (IATA):	Não aplicável.
Por terra (ADR):	Não aplicável.
Por mar (IMDG):	Não aplicável.

<b>15. Informação reguladora</b>		
Símbolos:	N	Perigoso para o meio-ambiente
Frases R:	R50/53	Muito tóxico a organismos aquáticos, pode causar efeitos contrários de longo prazo em meio aquático.
Frases S:	S29 S61	Não esvaziar o conteúdo para os drenos. Evitar a liberação para o meio-ambiente.
Substâncias:	Nenhuma.	
Disposições específicas e leis associadas:	Nenhuma.	
Outros requisitos reguladores:	Esta informação não isenta, por forma alguma, o utilizador do conhecimento ou da aplicação de todos os regulamentos nacionais ou internacionais relativos à sua actividade.	

<b>16. Outra informação</b>	
<b>16.1. Lista de frases R relevantes</b>	
R22 R36/37/38 R50/53	Prejudicial se engolido Irritante aos olhos, ao sistema respiratório e à pele Muito tóxico a organismos aquáticos, pode causar efeitos contrários de longo prazo em meio aquático
<b>16.2. Restrição recomendada quanto ao uso</b>	
Consulte a informação específica destinada aos utilizadores do produto.	
<b>16.3. Mais informação</b>	
Esta folha constitui um complemento às instruções sobre utilização e não as substitui. A informação aqui referida é baseada no nosso conhecimento actual sobre o produto, à data exibida, estando correcta tanto quanto é do nosso conhecimento. Além disso, chama-se a atenção do utilizador para os perigos da utilização deste produto para fins diferentes daqueles para os quais foi concebido. O uso deste produto deve ser da exclusiva responsabilidade do utilizador, devendo o mesmo tomar as devidas precauções para o efeito.	
<b>16.4. Fontes dos dados principais</b>	
Este documento foi compilado com informações extraídas dos documentos fornecidos pelos nossos fornecedores de matéria-prima.	
<b>16.5. Revisão</b>	
As secções que foram modificadas a partir da versão anterior são indicadas por uma linha vertical no lado esquerdo da tabela.	

<b>ABX Minidil LMG 10 L</b>	<b>A91A00218EPT</b>	<b>Revisão 13/01/2010</b>
-----------------------------	---------------------	-------------------------------

<b>1. Identificação do produto e da empresa</b>	
<b>1.1. Identificação do produto</b>	
Nome do produto:	ABX Minidil LMG 10 L
Código do produto:	Ref.: 0802010
<b>1.2. Utilização do produto</b>	
Solução isotônica tamponada para a determinação da contagem de glóbulos sanguíneos e a medição de hematócritos nos contadores de glóbulos sanguíneos.	
<b>1.3. Identificação da empresa</b>	
	HORIBA ABX SAS - Rue du Caducée - Parc Euromédecine 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 - FRANCE Tel: + 33 (0) 4 67 14 15 16 Fax: + 33 (0) 4 67 14 15 17 E-mail: documentation.med@horiba.com
<b>1.4. Número de telefone para emergências</b>	
Empresa:	+ 800 67 14 15 16
Conselho francês oficial:	ORFILA (INRS): + 33 (0) 1 45 42 59 59

<b>2. Identificação dos perigos</b>	
<b>Preparação perigosa de acordo com a norma 67/548/EEC - 99/45/EEC (Sim/Não): Não</b>	
Perigos mais importantes:	Nenhum.
Riscos específicos	O produto pode ser prejudicial se engolido e pode causar vômitos, perda dos sentidos e diarreia. Irrita a pele em caso de manuseamento prolongado.

<b>3. Composição e informações sobre os ingredientes</b>					
<b>3.1. Descrição do kit</b>					
	REAGENTE: 1 x 10 L: Solução salina estabilizada usada como diluente				
<b>3.2. Ingredientes perigosos (nome, concentração): Nenhum</b>					
Nº CAS	Número EC	Nome	Concentração	Símbolo	Risco

<b>ABX Minidil LMG 10 L</b>	<b>A91A00218EPT</b>	<b>Revisão 13/01/2010</b>
-----------------------------	---------------------	-------------------------------

<b>4. Medidas de primeiros socorros</b>	
Inalação:	Sem requisitos específicos.
Contacto com a pele:	Lavar a pele com água.
Contacto com os olhos:	Lavar imediatamente os olhos com água, debaixo das pálpebras, pelo menos durante 15 minutos.
Ingestão:	Se o paciente estiver consciente, lavar com bastante água a boca e a garganta e induzir o vômito. Chamar um médico em caso de perda dos sentidos.

<b>5. Medidas de combate a incêndio: Produto não inflamável</b>	
Meios de extinção:	Usar o que for necessário para a área adjacente.
Riscos específicos:	Nenhum determinado.
Equipamento especial de protecção:	Nenhum.
Recomendações adicionais:	Nenhuma.

<b>6. Medidas em caso de libertação accidental</b>	
Precauções pessoais:	Usar uma bata de laboratório, luvas protectoras e óculos de protecção.
Precauções ambientais:	Impedir acesso a esgoto, água, solo.
Métodos de limpeza/absorção:	Absorver o produto e jogá-lo no lixo. Lavar a área afectada com água.

<b>7. Manuseamento e armazenamento</b>	
<b>7.1. Manuseamento</b>	
Medidas técnicas:	Sem requisitos especiais.
Precauções:	Devem ser observadas as precauções habituais observadas em laboratório.
Recomendações de manuseamento:	Use luvas em caso de manuseamento prolongado.
<b>7.2. Armazenamento</b>	
Medidas técnicas:	Sem requisitos especiais.
Condições de armazenamento:	Armazenar com protecção da luz a 18-25°C.
Materiais incompatíveis:	Nenhum.
Materiais para embalagem:	Sem requisitos especiais.

<b>ABX Minidil LMG 10 L</b>	<b>A91A00218EPT</b>	<b>Revisão 13/01/2010</b>
-----------------------------	---------------------	-------------------------------

<b>8. Protecção pessoal/controles de exposição</b>	
<b>8.1. Valores limite de exposição</b>	
Parâmetros específicos de controlo:	Nenhum determinado.
<b>8.2. Controlos de exposição</b>	
<b>8.2.1. Controlos de exposição ocupacionais</b>	
Medidas técnicas:	Usar ventilação comum do quarto.
Protecção respiratória:	Nenhuma requerida.
Protecção das mãos:	Luvas protectoras.
Protecção dos olhos:	Óculos de protecção.
Protecção da pele:	Bata de laboratório.
Medidas de higiene:	Lavar as mãos antes e depois do uso.
<b>8.2.2. Controlos de exposição ambientais</b>	
Nenhum determinado	

<b>9. Propriedades químicas e físicas</b>			
<b>9.1. Informação geral</b>			
Estado físico:	Líquido		
Cor:	Sem cor	Odor:	Sem odor
<b>9.2. Informação importante sobre saúde, segurança e meio-ambiente</b>			
pH:	7,0 +/-0,1	Densidade relativa:	Não determinada
Ponto de ebulição:	Não determinado	Solubilidade:	Solução aquosa miscível com água
Ponto de inflamação:	Não determinado	Coefficiente de partição:	Não determinado
Flamabilidade (sólido, gás):	Não inflamável	Viscosidade:	Não determinada
Propriedades explosivas:	Não determinadas	Densidade do vapor:	Não determinada
Propriedades oxidantes:	Não determinadas	Taxa de evaporação:	Não determinada
<b>9.3. Outra informação</b>			
Nenhuma.			

<b>ABX Minidil LMG 10 L</b>	<b>A91A00218EPT</b>	<b>Revisão 13/01/2010</b>
-----------------------------	---------------------	-------------------------------

## 10. Estabilidade e reactividade

Condições a evitar:	Nenhuma determinada
Materiais a evitar:	Este reagente contém menos de 0,1% de azida sódica como conservante. A azida sódica pode reagir com Pb e Cu e formar material perigoso, produto da azida de metal.
Produtos de decomposição perigosa:	Não determinados.
Outros dados:	Nenhum.

## 11. Informação toxicológica

Toxicidade aguda:	Não determinada.
Toxicidade crónica:	Não determinada.
Inalação:	Não determinada.
Contacto com a pele:	Não determinado.
Contacto com os olhos:	Não determinado.
Ingestão:	Não determinada.
Outros dados:	Nenhum.

## 12. Informação ecológica

<b>12.1. Ecotoxicidade:</b>	Não determinada.
<b>12.2. Mobilidade:</b>	Não determinada.
<b>12.3. Degradabilidade:</b>	Biodegradabilidade > 90%.
<b>12.4. Potencial de bioacumulação:</b>	Não determinado.
<b>12.5. Resultados da avaliação PBT:</b>	Não determinados.
<b>12.6. Outros efeitos perigosos:</b>	Nenhum determinado.

## 13. Considerações sobre eliminação

Excedente ou detritos (resíduos) Embalagem contaminada	É aconselhável evitar ou reduzir a geração de produtos residuais sempre que possível. Embalagens vazias podem conter resíduos do produto. Descartar todo resíduo ou produto não utilizado e embalagem contaminada de acordo com a legislação actual. Se houver dúvida sobre os regulamentos, obtenha mais informações das autoridades competentes.
---	--

<b>ABX Minidil LMG 10 L</b>	<b>A91A00218EPT</b>	<b>Revisão 13/01/2010</b>
-----------------------------	---------------------	-------------------------------

<b>14. Informações sobre transporte (Regulamentos internacionais)</b>	
Informação geral:	Nenhuma.
Por ar (IATA):	Não aplicável.
Por terra (ADR):	Não aplicável.
Por mar (IMDG):	Não aplicável.

<b>15. Informação reguladora</b>	
Símbolos:	Nenhum
Frases R:	Nenhuma
Frases S:	Nenhuma
Substâncias:	Nenhuma
Disposições específicas e leis associadas:	Nenhuma
Outros requisitos reguladores:	Esta informação não isenta, por forma alguma, o utilizador do conhecimento ou da aplicação de todos os regulamentos nacionais ou internacionais relativos à sua actividade.

<b>16. Outra informação</b>	
<b>16.1. Lista de frases R relevantes</b>	
Nenhuma	
<b>16.2. Restrição recomendada quanto ao uso</b>	
Consulte a informação específica destinada aos utilizadores do produto.	
<b>16.3. Mais informação</b>	
<p>Esta folha constitui um complemento às instruções sobre utilização e não as substitui. A informação aqui referida é baseada no nosso conhecimento actual sobre o produto, à data exibida, estando correcta tanto quanto é do nosso conhecimento.</p> <p>Além disso, chama-se a atenção do utilizador para os perigos da utilização deste produto para fins diferentes daqueles para os quais foi concebido.</p> <p>O uso deste produto deve ser da exclusiva responsabilidade do utilizador, devendo o mesmo tomar as devidas precauções para o efeito.</p>	
<b>16.4. Fontes dos dados principais</b>	
Este documento foi compilado com informações extraídas dos documentos fornecidos pelos nossos fornecedores de matéria-prima.	
<b>16.5. Revisão</b>	
As secções que foram modificadas a partir da versão anterior são indicadas por uma linha vertical no lado esquerdo da tabela.	