

<b>Minipack AD60</b> <b>Fra parti nr. 091210 og over</b>	<b>A91A00735CNO</b>	<b>Revisjon</b> <b>19.01.2010</b>
---	---------------------	--------------------------------------

<b>1. Produkt- og firmaidentifikasjon</b>	
<b>1.1. Identifikasjon av produktet</b>	
Produktnavn:	Minipack AD60
Produktkode:	Ref.: 0606051 (x4)
<b>1.2. Bruk av produktet</b>	
SE VEDLAGTE DATABLAD (3)	
<b>1.3. Firmaidentifikasjon</b>	
	HORIBA ABX SAS - Rue du Caducée - Parc Euromédecine 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 - FRANCE Tlf.: +33 (0) 4 67 14 15 16 Faks: +33 (0) 4 67 14 15 17 E-post: documentation.med@horiba.com
<b>1.4. Nødtelefon</b>	
Firma:	+ 800 67 14 15 16
Offisielt fransk rådgivningsorgan:	ORFILA (INRS): + 33 (0) 1 45 42 59 59

<b>2. Fareidentifikasjon</b>	
<b>Farlig preparat i henhold til 67/548/EØF - 99/45/EØF (Ja/Nei): Ja</b>	
Viktigste farer:	SE VEDLAGTE DATABLAD (3)
Spesifikke risikoer	SE VEDLAGTE DATABLAD (3)

<b>3. Sammensetning/informasjon om ingrediensene</b>					
<b>3.1. Beskrivelse av settet</b>					
	Minipack AD60 består av: R1: 0,5L ABX Miniclean (rengjøringsløsning) R2: 0,3L ABX Minilyse LMG (lysing-løsning) R3: 3,4L ABX Minidil LMG (fortynningsmiddel)				
<b>3.2. Farlige ingredienser (navn, konsentrasjon)</b>					
CAS-nr.	EC-nummer	Navn	Konsentrasjon	Symbol	Risiko
SE VEDLAGTE DATABLAD (3)					

<b>ABX Miniclean 1L</b> <b>Fra parti nr. 091228 og over</b>	<b>A91A00204FNO</b>	<b>Revisjon</b> <b>12.01.2010</b>
--	---------------------	--------------------------------------

<b>1. Produkt- og firmaidentifikasjon</b>	
<b>1.1. Identifikasjon av produktet</b>	
Produktnavn:	ABX Miniclean 1L
Produktkode:	Ref.: 0403010
<b>1.2. Bruk av produktet</b>	
Enzymatisk løsning med proteolytisk virkning for rengjøring av blodcelletellere.	
<b>1.3. Firmaidentifikasjon</b>	
	HORIBA ABX SAS - Rue du Caducée - Parc Euromédecine 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 - FRANCE Tlf.: +33 (0) 4 67 14 15 16 Faks: +33 (0) 4 67 14 15 17 E-post: documentation.med@horiba.com
<b>1.4. Nødtelefon</b>	
Firma:	+ 800 67 14 15 16
Offisielt fransk rådgivningsorgan:	ORFILA (INRS): + 33 (0) 1 45 42 59 59

<b>2. Fareidentifikasjon</b>	
<b>Farlig preparat i henhold til 67/548/EØF - 99/45/EØF (Ja/Nei): Nei</b>	
Viktigste farer:	Ingen.
Spesifikke risikoer:	Produktet kan være skadelig dersom det svelges, og kan føre til oppkast, bevisstløshet og diaré.

<b>3. Sammensetning/informasjon om ingrediensene</b>					
<b>3.1. Beskrivelse av settet</b>					
	REAGENT: 1 x 1L vaskeløsning				
<b>3.2. Farlige ingredienser (navn, konsentrasjon): ingen</b>					
CAS-nr.	EC-nummer	Navn	Konsentrasjon	Symbol	Risiko

<b>ABX Miniclean 1L</b> <b>Fra parti nr. 091228 og over</b>	<b>A91A00204FNO</b>	<b>Revisjon</b> <b>12.01.2010</b>
--	---------------------	--------------------------------------

<b>4. Førstehjelpstiltak</b>	
Inhalering:	Ingen spesielle krav.
Kontakt med huden:	Vask huden med vann og såpe.
Kontakt med øynene:	Vask øynene umiddelbart, også under øyelokkene, med vann i minst 15 minutter.
Svelging:	Dersom pasienten er ved bevissthet, skylles munnen og strupen grundig med vann. Søk legehjelp.

<b>5. Brannslukningstiltak: Produktet er ikke antennelig</b>	
Slukningsmetode:	Bruk det som er nødvendig for det omliggende området.
Spesielle risikoer:	Ikke fastsatt.
Spesielt beskyttelsesutstyr:	Ingen.
Andre anbefalinger:	Ingen.

<b>6. Tiltak mot tilfeldige utslipp</b>	
Personlige forholdsregler:	Bruk labfrakk, vernehansker og vernebriller.
Miljømessige forholdsregler:	Stoffet må ikke gå inn i kloakk, vann eller jord.
Metoder for rengjøring/absorpsjon:	Fjern med absorberende materiale og plasser i en egnet beholder. Skyll det berørte området med rikelig med vann

<b>7. Håndtering og oppbevaring</b>	
<b>7.1. Håndtering</b>	
Tekniske tiltak:	Ingen spesielle krav.
Forebyggende tiltak:	Vanlige laboratorieforholdsregler må overholdes.
Anbefalinger for håndtering:	Bruk hansker og vernebriller ved håndtering i lengre tid.
<b>7.2. Oppbevaring</b>	
Tekniske tiltak:	Ingen spesielle krav.
Oppbevaringsforhold:	Lagres ved 18-25°C.
Inkompatible materialer:	Ikke fastsatt.
Innpakningsmaterialer:	Ikke fastsatt.

<b>ABX Miniclean 1L</b> <b>Fra parti nr. 091228 og over</b>	<b>A91A00204FNO</b>	<b>Revisjon</b> <b>12.01.2010</b>
--	---------------------	--------------------------------------

<b>8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse</b>	
<b>8.1. Grenseverdier for eksponering</b>	
Spesifikke kontrollparametere:	Ikke fastsatt.
<b>8.2. Eksponeringskontroller</b>	
<b>8.2.1. Yrkseksponeringskontroller</b>	
Tekniske tiltak:	Bruk vanlig romventilasjon.
Beskyttelse av luftveiene:	Ingen krav.
Beskyttelse av hendene:	Vernehansker.
Beskyttelse av øynene:	Vernebriller.
Beskyttelse av huden:	Labfrakk.
Hygieniske tiltak:	Vask hendene før og etter bruk.
<b>8.2.2. Miljøeksponeringskontroller</b>	
Ikke fastsatt.	

<b>9. Fysiske og kjemiske egenskaper</b>			
<b>9.1. Generell informasjon</b>			
Fysisk tilstand:	Væske		
Farge:	Fargeløs	Lukt:	Vaskemiddellukt
<b>9.2. Viktig helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon</b>			
pH:	9,9 +/-0,2 ved 20°C	Relativ tetthet:	Ikke fastsatt
Kokepunkt:	Ikke fastsatt	Løselighet:	Vannholdig løsning som kan blandes med vann
Flammepunkt:	Ikke fastsatt	Partisjonskoeffisient:	Ikke fastsatt
Antennelighet (solid, gass):	Ikke-antennelig	Viskositet:	Ikke fastsatt
Eksplorative egenskaper:	Ikke fastsatt	Damptetthet:	Ikke fastsatt
Oksiderende egenskaper:	Ikke fastsatt	Fordunstningstall:	Ikke fastsatt
<b>9.3. Annen informasjon</b>			
Ikke fastsatt.			

<b>ABX Miniclean 1L</b> <b>Fra parti nr. 091228 og over</b>	<b>A91A00204FNO</b>	<b>Revisjon</b> <b>12.01.2010</b>
--	---------------------	--------------------------------------

<b>10. Stabilitet og reaktivitet</b>	
Situasjoner som må unngås:	Ikke fastsatt.
Materialer som må unngås:	Denne reagensen inneholder mindre enn 0,1% natriumazid som konserveringsmiddel. Natriumazid kan reagere med Pb og Cu og danne et farlig stoff, metallazidprodukt.
Farlige nedbrytningsprodukter:	Ikke fastsatt.
Annen informasjon:	Ingen.

<b>11. Toksikologisk informasjon</b>	
Akutt toksisitet:	Ikke fastsatt.
Kronisk toksisitet:	Ikke fastsatt.
Inhalering:	Ikke fastsatt.
Kontakt med huden:	Ikke fastsatt.
Kontakt med øynene:	Ikke fastsatt.
Svelging:	Produktet kan være skadelig dersom det svelges, og kan føre til oppkast, bevisstløshet og diaré.
Annen informasjon:	Ingen.

<b>12. Økologisk informasjon</b>	
<b>12.1. Økotoksisitet:</b>	Ikke fastsatt.
<b>12.2. Mobilitet:</b>	Ikke fastsatt.
<b>12.3. Nedbrytbarhet:</b>	Biologisk nedbrytbar >90%
<b>12.4. Bioakkumulativt potensiale:</b>	Ikke fastsatt.
<b>12.5. Resultat av PBT-vurdering:</b>	Ikke fastsatt.
<b>12.6. Andre farlige effekter:</b>	Ikke fastsatt.

<b>13. Avhendingshensyn</b>	
Overskudd av avfall (rester) Kontaminert innpakning	Det anbefales å unngå eller redusere generering av avfallsprodukter overalt der dette er mulig. Tomme beholdere kan inneholde produktavfall. Avfall, ubrukte produkter og kontaminert innpakning må kastes i henhold til gjeldende lovgivning. Informasjon om gjeldende lover og regler kan oppnås hos de kompetente myndighetene.

<b>ABX Miniclean 1L</b> <b>Fra parti nr. 091228 og over</b>	<b>A91A00204FNO</b>	<b>Revisjon</b> <b>12.01.2010</b>
--	---------------------	--------------------------------------

<b>14. Transportinformasjon (internasjonale forskrifter)</b>	
Generell informasjon:	Ingen.
Lufttransport (IATA):	Gjelder ikke her.
Veittransport (ADR):	Gjelder ikke her.
Sjøtransport (IMDG):	Gjelder ikke her.

<b>15. Juridisk informasjon</b>	
Symboler:	Ingen.
R-setninger:	Ingen.
S-setninger:	Ingen.
Stoffer:	Ingen.
Spesielle bestemmelser og relaterte lover:	Ingen.
Andre juridiske krav:	Denne informasjonen fritar på ingen måte brukeren fra plikten til å kjenne til og overholde alle de nasjonale og internasjonale forskriftene som gjelder hans/hennes virksomhet.

<b>16. Annen informasjon</b>	
<b>16.1. Liste over relevante R-setninger</b>	
Ingen	
<b>16.2. Anbefalte begrensninger for bruk</b>	
Se spesifikk informasjon i produktets brukerinformasjon.	
<b>16.3. Andre opplysninger</b>	
<p>Dette databladet er et tillegg til bruksanvisningene, men erstatter dem ikke. Den oppgitte informasjonen er basert på vår nåværende kjennskap til produktet, på det tidspunktet som er angitt, og er korrekt så vidt vi vet.</p> <p>Vi gjør videre brukeren oppmerksom på de farene som er forbundet med å bruke dette produktet til andre formål enn det er tilsiktet for. Brukeren må treffe de aktuelle forholdsreglene og påta seg eneansvaret for bruken av produktet.</p>	
<b>16.4. Kilder til nøkkeldata</b>	
Dette dokumentet er opprettet ved hjelp av informasjon fra dokumenter vi har fått av våre råmaterialeleverandører.	
<b>16.5. Revisjon</b>	
De delene som er blitt endret i forhold til den tidligere versjonen, er angitt ved hjelp av en vertikal linje til venstre for tabellen.	

<b>ABX Minilyse LMG 1L</b>	<b>A91A00247HNO</b>	<b>Revisjon 12.01.2010</b>
----------------------------	---------------------	--------------------------------

<b>1. Produkt- og firmaidentifikasjon</b>	
<b>1.1. Identifikasjon av produktet</b>	
Produktnavn:	ABX Minilyse LMG 1L
Produktkode:	Ref.: 0702010
<b>1.2. Bruk av produktet</b>	
Erytrocyttlysereagens for telling og differensiering av hvite blodceller og bestemmelse av hemoglobinverdier på blodcелletellere.	
<b>1.3. Firmaidentifikasjon</b>	
	HORIBA ABX SAS - Rue du Caducée - Parc Euromédecine 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 - FRANCE Tlf.: +33 (0) 4 67 14 15 16 Faks: +33 (0) 4 67 14 15 17 E-post: documentation.med@horiba.com
<b>1.4. Nødtelefon</b>	
Firma:	+ 800 67 14 15 16
Offisielt fransk rådgivningsorgan:	ORFILA (INRS): + 33 (0) 1 45 42 59 59

<b>2. Fareidentifikasjon</b>	
<b>Farlig preparat i henhold til 67/548/EØF - 99/45/EØF (Ja/Nei): Ja</b>	
Viktigste farer:	N: farlig for miljøet.
Spesifikke risikoer	R50/53: Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.  Grunnet nærvær av kaliumcyanid kan det dannes ekstremt giftige cyanidgasser ved kontakt med en syre.

<b>3. Sammensetning/informasjon om ingrediensene</b>					
<b>3.1. Beskrivelse av settet</b>					
	REAGENT: 1 x 1L: lysereagens				
<b>3.2. Farlige ingredienser (navn, konsentrasjon)</b>					
CAS-nr.	EC-nr.	Navn	Konsentrasjon	Symbol	Risiko
112-00-5	203-927-0 (EINECS)	Dodecyltrimetylammoniumklorid	2,5% < C < 20%	Xn, N	R22, R36/37/38, R50/53

<b>ABX Minilyse LMG 1L</b>	<b>A91A00247HNO</b>	<b>Revisjon 12.01.2010</b>
----------------------------	---------------------	--------------------------------

<b>4. Førstehjelpstiltak</b>	
Inhalering:	Gi pasienten frisk luft.
Kontakt med huden:	Vask huden med vann og såpe.
Kontakt med øynene:	Vask øynene umiddelbart, også under øyelokkene, med vann i minst 15 minutter. Søk legehjelp.
Svelging:	Dersom pasienten er ved bevissthet, skylles munnen og strupen grundig med vann. Gi kunstig åndedrett med oksygentilførsel ved forgiftning med cyanidsyre. Søk legehjelp.

<b>5. Brannslukningstiltak: Produktet er ikke antennelig</b>	
Slukningsmetode:	Bruk det som er nødvendig for det omliggende området.
Spesielle risikoer:	Ikke fastsatt.
Spesielt beskyttelsesutstyr:	Ingen.
Andre anbefalinger:	Ingen.

<b>6. Tiltak mot tilfeldige utslipp</b>	
Personlige forholdsregler:	Bruk labfrakk, vernehansker og vernebriller.
Miljømessige forholdsregler:	Ikke tøm i kloakk, vann eller i grunn.
Metoder for rengjøring/absorpsjon:	Nøytraliser med natriumhypokloridløsning. Etter nøytralisering, sug opp, men kast ikke i avløpet (forbrenning).

<b>7. Håndtering og oppbevaring</b>	
<b>7.1. Håndtering</b>	
Tekniske tiltak:	Ikke fastsatt.
Forebyggende tiltak:	Vanlige laboratorieforholdsregler må overholdes.
Anbefalinger for håndtering:	Unngå kontakt med øyne, hud og luftveiene.
<b>7.2. Oppbevaring</b>	
Tekniske tiltak:	Ingen spesielle krav.
Oppbevaringsforhold:	Lagres i lufttette beholdere, unna lys, ved 18-25°C.
Inkompatible materialer:	Unngå enhver kontakt med syrer eller vannsyremiljøer, da det kan dannes ekstremt giftige cyanidgasser.
Innpakningsmaterialer:	Polyetylen eller annen plast.

<b>ABX Minilyse LMG 1L</b>	<b>A91A00247HNO</b>	<b>Revisjon 12.01.2010</b>
----------------------------	---------------------	--------------------------------

<b>8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse</b>	
<b>8.1. Grenseverdier for eksponering</b>	
Spesifikke kontrollparametere:	Ikke fastsatt.
<b>8.2. Eksponeringskontroller</b>	
<b>8.2.1. Yrkseksponeringskontroller</b>	
Tekniske tiltak:	Bruk vanlig romventilasjon.
Beskyttelse av luftveiene:	Ingen krav.
Beskyttelse av hendene:	Vernehansker.
Beskyttelse av øynene:	Vernebriller.
Beskyttelse av huden:	Labfrakk.
Hygieniske tiltak:	Vask hendene før og etter bruk. Sikkerhetsdusj og øyebad ved håndtering i lengre tid.
<b>8.2.2. Miljøeksponeringskontroller</b>	
Ikke fastsatt.	

<b>9. Fysiske og kjemiske egenskaper</b>			
<b>9.1. Generell informasjon</b>			
Fysisk tilstand:	Væske, vannholdig løsning		
Farge:	Fargeløs	Lukt:	Lukt av cyanid
<b>9.2. Viktig helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon</b>			
pH:	10 (+/- 0,5)	Relativ tetthet:	Ikke fastsatt
Kokepunkt:	Ikke fastsatt	Løselighet:	Kan blandes med vann
Flammepunkt:	Ikke fastsatt	Partisjonskoeffisient:	Ikke fastsatt
Antennelighet (solid, gass):	Ikke fastsatt	Viskositet:	Ikke fastsatt
Eksplorative egenskaper:	Ikke fastsatt	Damptetthet:	Ikke fastsatt
Oksiderende egenskaper:	Ikke fastsatt	Fordunstningstall:	Ikke fastsatt
<b>9.3. Annen informasjon</b>			
Ingen.			

<b>ABX Minilyse LMG 1L</b>	<b>A91A00247HNO</b>	<b>Revisjon 12.01.2010</b>
----------------------------	---------------------	--------------------------------

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Situasjoner som må unngås:	Unngå enhver kontakt med følgende reagenser: ABX Basolyse, ABX Basolyse II. Unngå enhver kontakt med syrer eller vannholdige syremiljøer, da det kan dannes ekstremt giftige cyanidsyregasser.
Materialer som må unngås:	Ikke fastsatt.
Farlige nedbrytningsprodukter:	Cyanidgasser dannet ved kontakt med syrer.
Annen informasjon:	Ingen.

## 11. Toksikologisk informasjon

Akutt toksisitet:	Fare for alvorlig forgiftning ved absorpsjon eller inhalering. Kaliumcyanid: LD50 oral-rotte: 10 mg/kg
Kronisk toksisitet:	Ikke fastsatt.
Inhalering:	Ikke fastsatt.
Kontakt med huden:	Ikke fastsatt.
Kontakt med øynene:	Ikke fastsatt.
Svelging:	Ikke fastsatt.
Annen informasjon:	Ingen.

## 12. Økologisk informasjon

<b>12.1. Økotoksitet:</b>	For CAS-nr. 112-00-5: akutt toksisitet på vannloppe (daphnia magna). LC50 = 0,06 mg/L - 24 timer.
<b>12.2. Mobilitet:</b>	Ikke fastsatt.
<b>12.3. Nedbrytbarhet:</b>	Ikke fastsatt.
<b>12.4. Bioakkumulativt potensiale:</b>	Ikke fastsatt.
<b>12.5. Resultat av PBT-vurdering:</b>	Ikke fastsatt.
<b>12.6. Andre farlige effekter:</b>	Ikke fastsatt.

## 13. Avhendingshensyn

Overskudd av avfall (rester) Kontaminert innpakning	Det anbefales å unngå eller redusere generering av avfallsprodukter overalt der dette er mulig. Tomme beholdere kan inneholde produktavfall. Avfall, ubrukte produkter og kontaminert innpakning må kastes i henhold til gjeldende lovgivning. Informasjon om gjeldende lover og regler kan oppnås hos de kompetente myndighetene.
--	--

<b>ABX Minilyse LMG 1L</b>	<b>A91A00247HNO</b>	<b>Revisjon 12.01.2010</b>
----------------------------	---------------------	--------------------------------

<b>14. Transportinformasjon (internasjonale forskrifter)</b>	
Generell informasjon:	Ingen.
Lufttransport (IATA):	Gjelder ikke her.
Veitransport (ADR):	Gjelder ikke her.
Sjøtransport (IMDG):	Gjelder ikke her.

<b>15. Juridisk informasjon</b>		
Symboler:	N	Farlig for miljøet
R-setninger:	R50/53	Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
S-setninger:	S29 S61	Må ikke tømmes i kloakkavløp. Unngå utslipp til miljøet.
Stoffer:	Ingen.	
Spesielle bestemmelser og relaterte lover:	Ingen.	
Andre juridiske krav:	Denne informasjonen fritar på ingen måte brukeren fra plikten til å kjenne til og overholde alle de nasjonale og internasjonale forskriftene som gjelder hans/hennes virksomhet.	

<b>16. Annen informasjon</b>	
<b>16.1. Liste over relevante R-setninger</b>	
R22 R36/37/38 R50/53	Skadelig ved svelging. Irriterer øynene, luftveiene og huden. Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
<b>16.2. Anbefalte begrensninger for bruk</b>	
Se spesifikk informasjon i produktets brukerinformasjon.	
<b>16.3. Andre opplysninger</b>	
<p>Dette databladet er et tillegg til bruksanvisningene, men erstatter dem ikke. Den oppgitte informasjonen er basert på vår nåværende kjennskap til produktet, på det tidspunktet som er angitt, og er korrekt så vidt vi vet.</p> <p>Vi gjør videre brukeren oppmerksom på de farene som er forbundet med å bruke dette produktet til andre formål enn det er tilsiktet for. Brukeren må treffe de aktuelle forholdsreglene og påta seg eneansvaret for bruken av produktet.</p>	
<b>16.4. Kilder til nøkkeldata</b>	
Dette dokumentet er opprettet ved hjelp av informasjon fra dokumenter vi har fått av våre råmaterialeleverandører.	
<b>16.5. Revisjon</b>	
De delene som er blitt endret i forhold til den tidligere versjonen, er angitt ved hjelp av en vertikal linje til venstre for tabellen.	

<b>ABX Minidil LMG 10L</b>	<b>A91A00218ENO</b>	<b>Revisjon 13.01.2010</b>
----------------------------	---------------------	--------------------------------

<b>1. Produkt- og firmaidentifikasjon</b>	
<b>1.1. Identifikasjon av produktet</b>	
Produktnavn:	ABX Minidil LMG 10L
Produktkode:	Ref.: 0802010
<b>1.2. Bruk av produktet</b>	
Bufret isotonisk løsning til bestemmelse av blodcelletelling og måling av hematokritverdier på blodcelletellere.	
<b>1.3. Firmaidentifikasjon</b>	
	HORIBA ABX SAS - Rue du Caducée - Parc Euromédecine 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 - FRANCE Tlf.: +33 (0) 4 67 14 15 16 Faks: +33 (0) 4 67 14 15 17 E-post: documentation.med@horiba.com
<b>1.4. Nødtelefon</b>	
Firma:	+ 800 67 14 15 16
Offisielt fransk rådgivningsorgan:	ORFILA (INRS): + 33 (0) 1 45 42 59 59

<b>2. Fareidentifikasjon</b>	
<b>Farlig preparat i henhold til 67/548/EØF - 99/45/EØF (Ja/Nei): Nei</b>	
Viktigste farer:	Ingen.
Spesifikke risikoer:	Kan være skadelig ved svelging, og kan føre til oppkast, bevisstløshet og diaré. Irriterer huden ved langvarig kontakt.

<b>3. Sammensetning/informasjon om ingrediensene</b>					
<b>3.1. Beskrivelse av settet</b>					
	REAGENT: 1 x 10L: Stabilisert saltløsning brukt som fortynningsmiddel				
<b>3.2. Farlige ingredienser (navn, konsentrasjon): Ingen</b>					
CAS-nr.	EC-nummer	Navn	Konsentrasjon	Symbol	Risiko

<b>ABX Minidil LMG 10L</b>	<b>A91A00218ENO</b>	<b>Revisjon 13.01.2010</b>
----------------------------	---------------------	--------------------------------

<b>4. Førstehjelpstiltak</b>	
Inhalering:	Ingen spesielle krav.
Kontakt med huden:	Vask huden med vann.
Kontakt med øynene:	Vask øynene umiddelbart, også under øyelokkene, med vann i minst 15 minutter.
Svelging:	Dersom pasienten er ved bevissthet, skylles munnen og strupen grundig med vann. Provooser oppkast. Tilkall medisinsk hjelp ved besvimelse.

<b>5. Brannslukningstiltak: Produktet er ikke antennelig</b>	
Slukningsmetode:	Bruk det som er nødvendig for det omliggende området.
Spesielle risikoer:	Ikke fastsatt.
Spesielt beskyttelsesutstyr:	Ingen.
Andre anbefalinger:	Ingen.

<b>6. Tiltak mot tilfeldige utslipp</b>	
Personlige forholdsregler:	Bruk labfrakk, vernehansker og vernebriller.
Miljømessige forholdsregler:	Stoffet må ikke gå inn i kloakk, vann eller jord.
Metoder for rengjøring/absorpsjon:	Sug opp produktet og plasser det i avfallsbeholder. Vask det berørte området med vann.

<b>7. Håndtering og oppbevaring</b>	
<b>7.1. Håndtering</b>	
Tekniske tiltak:	Ingen spesielle krav.
Forebyggende tiltak:	Vanlige laboratorieforholdsregler må overholdes.
Anbefalinger for håndtering:	Bruk hansker ved håndtering i lengre tid.
<b>7.2. Oppbevaring</b>	
Tekniske tiltak:	Ingen spesielle krav.
Oppbevaringsforhold:	Lagres unna lys i 18-25°C.
Inkompatible materialer:	Ingen.
Innpakningsmaterialer:	Ingen spesielle krav.

<b>ABX Minidil LMG 10L</b>	<b>A91A00218ENO</b>	<b>Revisjon 13.01.2010</b>
----------------------------	---------------------	--------------------------------

<b>8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse</b>	
<b>8.1. Grenseverdier for eksponering</b>	
Spesifikke kontrollparametere:	Ikke fastsatt.
<b>8.2. Eksponeringskontroller</b>	
<b>8.2.1. Yrkseksponeringskontroller</b>	
Tekniske tiltak:	Bruk vanlig romventilasjon.
Beskyttelse av luftveiene:	Ingen krav.
Beskyttelse av hendene:	Vernehansker.
Beskyttelse av øynene:	Vernebriller.
Beskyttelse av huden:	Labfrakk.
Hygieniske tiltak:	Vask hendene før og etter bruk.
<b>8.2.2. Miljøeksponeringskontroller</b>	
Ikke fastsatt	

<b>9. Fysiske og kjemiske egenskaper</b>			
<b>9.1. Generell informasjon</b>			
Fysisk tilstand:	Væske		
Farge:	Fargeløs	Lukt:	Luktfri
<b>9.2. Viktig helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon</b>			
pH:	7,0 +/-0,1	Relativ tetthet:	Ikke fastsatt
Kokepunkt:	Ikke fastsatt	Løselighet:	Vannholdig løsning som kan blandes med vann
Flammepunkt:	Ikke fastsatt	Partisjonskoeffisient:	Ikke fastsatt
Antennelighet (solid, gass):	Ikke-antennelig	Viskositet:	Ikke fastsatt
Eksplorative egenskaper:	Ikke fastsatt	Damp tetthet:	Ikke fastsatt
Oksiderende egenskaper:	Ikke fastsatt	Fordunstningstall:	Ikke fastsatt
<b>9.3. Annen informasjon</b>			
Ingen.			

<b>ABX Minidil LMG 10L</b>	<b>A91A00218ENO</b>	<b>Revisjon 13.01.2010</b>
----------------------------	---------------------	--------------------------------

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Situasjoner som må unngås:	Ikke fastsatt.
Materialer som må unngås:	Denne reagensen inneholder mindre enn 0,1% natriumazid som konserveringsmiddel. Natriumazid kan reagere med Pb og Cu og danne et farlig stoff, metallazidprodukt.
Farlige nedbrytningsprodukter:	Ikke fastsatt.
Annen informasjon:	Ingen.

## 11. Toksikologisk informasjon

Akutt toksisitet:	Ikke fastsatt.
Kronisk toksisitet:	Ikke fastsatt.
Inhalering:	Ikke fastsatt.
Kontakt med huden:	Ikke fastsatt.
Kontakt med øynene:	Ikke fastsatt.
Svelging:	Ikke fastsatt.
Annen informasjon:	Ingen.

## 12. Økologisk informasjon

<b>12.1. Økotoksitet:</b>	Ikke fastsatt.
<b>12.2. Mobilitet:</b>	Ikke fastsatt.
<b>12.3. Nedbrytbarhet:</b>	Biologisk nedbrytbarhet > 90%.
<b>12.4. Bioakkumulativt potensiale:</b>	Ikke fastsatt.
<b>12.5. Resultat av PBT-vurdering:</b>	Ikke fastsatt.
<b>12.6. Andre farlige effekter:</b>	Ikke fastsatt.

## 13. Avhendingshensyn

Overskudd av avfall (rester) Kontaminert innpakning	Det anbefales å unngå eller redusere generering av avfallsprodukter overalt der dette er mulig. Tomme beholdere kan inneholde produktavfall. Avfall, ubrukte produkter og kontaminert innpakning må kastes i henhold til gjeldende lovgivning. Informasjon om gjeldende lover og regler kan oppnås hos de kompetente myndighetene.
--	--

<b>ABX Minidil LMG 10L</b>	<b>A91A00218ENO</b>	<b>Revisjon 13.01.2010</b>
----------------------------	---------------------	--------------------------------

<b>14. Transportinformasjon (internasjonale forskrifter)</b>	
Generell informasjon:	Ingen.
Lufttransport (IATA):	Gjelder ikke her.
Veitransport (ADR):	Gjelder ikke her.
Sjøtransport (IMDG):	Gjelder ikke her.

<b>15. Juridisk informasjon</b>	
Symboler:	Ingen
R-setninger:	Ingen
S-setninger:	Ingen
Stoffer:	Ingen
Spesielle bestemmelser og relaterte lover:	Ingen
Andre juridiske krav:	Denne informasjonen fritar på ingen måte brukeren fra plikten til å kjenne til og overholde alle de nasjonale og internasjonale forskriftene som gjelder hans/hennes virksomhet.

<b>16. Annen informasjon</b>	
<b>16.1. Liste over relevante R-setninger</b>	
Ingen	
<b>16.2. anbefalte begrensninger for bruk</b>	
Se spesifikk informasjon i produktets brukerinformasjon.	
<b>16.3. Andre opplysninger</b>	
<p>Dette databladet er et tillegg til bruksanvisningene, men erstatter dem ikke. Den oppgitte informasjonen er basert på vår nåværende kjennskap til produktet, på det tidspunktet som er angitt, og er korrekt så vidt vi vet.</p> <p>Vi gjør videre brukeren oppmerksom på de farene som er forbundet med å bruke dette produktet til andre formål enn det er tilsiktet for. Brukeren må treffe de aktuelle forholdsreglene og påta seg eneansvaret for bruken av produktet.</p>	
<b>16.4. Kilder til nøkkeldata</b>	
Dette dokumentet er opprettet ved hjelp av informasjon fra dokumenter vi har fått av våre råmaterialeleverandører.	
<b>16.5. Revisjon</b>	
De delene som er blitt endret i forhold til den tidligere versjonen, er angitt ved hjelp av en vertikal linje til venstre for tabellen.	